

PHILIPS

IPL 제모 시스템

Lumea

신체 및 얼굴용

종아리 시술에 15분

수명 주기 내 100,000회 이상의 섬광

연장 코드

SC1996/70



체모 재성장을 억제하는 효과적인 방법

집에서도 피부를 매끄럽게

필립스 루메아 IPL는 몸과 얼굴에 체모가 자라는 것을 방지해줍니다. 부드러운 IPL 광선을 정기적으로 사용하여 피부를 언제나 부드럽게 유지해 보십시오.

편리한 사용

- 슬라이드 앤 플래시 모드로 더욱 편리한 사용
- 개인별 피부 타입에 따라 조절 가능
- 부품 교체 필요가 없어 간접 비용 불필요

오래 지속되는 매끈함

- 매끄러운 피부
- 효과적인 제모

IPL 기술을 사용한 제모

- 가정에서도 안전하고 효과적으로 사용

신체와 얼굴에 사용할 수 있는 안전하면서도 빠르고 효과적인 방법

- 5가지 광선 강도 설정
- 피부 보호를 위해 내장된 피부 톤 감지 센서
- 광대뼈 아래 얼굴에 사용할 수 있는 정밀 액세스리
- 바디 액세스리: 빠른 제모(양쪽 종아리 제모에 약 15분) * 개인차이가 있을수 있습니다.

주요 제품

매끄러운 피부




필립스 루메아는 모근에 광선을 가해줍니다. 그 결과 체모가 약해지고, 체모의 성장이 둔화됩니다.

효과적인 제모



필립스 루메아를 2주 간격으로 4번 이상 사용하면 일반적으로 체모의 성장이 억제되어 체모가 감소하는 효과를 얻을 수 있습니다. 이 기간은 개인의 체모 성장 속도에 따라 다를 수 있습니다.

5가지 광선 강도 설정



필립스 루메아는 빛 에너지 설정을 5단계로 조절할 수 있습니다. 필립스 루메아의 IPL 제모 기술을 적절하게 사용할 경우 민감한 피부나 신체 부위에도 안전하고 부드럽게 사용할 수 있습니다.

사용 부위



광대뼈 윗 부분을 제외한 신체 부위의 제모에 사용할 수 있습니다. 더 커진 바디용 액세서리(4cm²)로 다리와 같이 넓은 면적도 빠르게 제모할 수 있습니다. 광 필터를 추가로 탑재한 정밀 액세서리는 광대뼈 윗 부분을 제외한 입술 위, 턱, 볼에도 사용할 수 있습니다.

더 커진 바디용 액세서리, 4cm²



더 커진 바디용 액세서리로 다리와 같이 넓은 면적도 빠르게 제모할 수 있습니다.

슬라이드 앤 플래시 모드



주 사용 모드로 간편하게 미는 동작을 통해 더욱 편리하게 연속적으로 사용할 수 있습니다.

부품 교체 불필요



No replacement lamps or gel needed

필립스 루메아는 상자에서 꺼내서 바로 사용할 수 있습니다. 교체용 램프나 젤이 필요 없습니다.

적합한 피부톤과 체모 타입

Geeignete Haar- und Hauttypen / Types de peau et de poils adaptés		Hautfarbe / Couleur de la peau					Der optimale Hautwertbereich ist abhängig von Haarfarbe und Hautfarbe. Je dunkler die Hautfarbe, desto besser das Ergebnis. / Le meilleur résultat est obtenu en fonction de la couleur de la peau et de la couleur des poils. Plus la peau est foncée, meilleur est le résultat.	
Haarfarbe / Couleur des poils		1	2	3	4	5	6	7
1	1	●	●	●	●	●	●	●
2	2	●	●	●	●	●	●	●
3	3	●	●	●	●	●	●	●
4	4	●	●	●	●	●	●	●
5	5	●	●	●	●	●	●	●
6	6	●	●	●	●	●	●	●
7	7	●	●	●	●	●	●	●
8	8	●	●	●	●	●	●	●
9	9	●	●	●	●	●	●	●
10	10	●	●	●	●	●	●	●
11	11	●	●	●	●	●	●	●
12	12	●	●	●	●	●	●	●
13	13	●	●	●	●	●	●	●
14	14	●	●	●	●	●	●	●
15	15	●	●	●	●	●	●	●
16	16	●	●	●	●	●	●	●
17	17	●	●	●	●	●	●	●
18	18	●	●	●	●	●	●	●
19	19	●	●	●	●	●	●	●
20	20	●	●	●	●	●	●	●
21	21	●	●	●	●	●	●	●
22	22	●	●	●	●	●	●	●
23	23	●	●	●	●	●	●	●
24	24	●	●	●	●	●	●	●
25	25	●	●	●	●	●	●	●
26	26	●	●	●	●	●	●	●
27	27	●	●	●	●	●	●	●
28	28	●	●	●	●	●	●	●
29	29	●	●	●	●	●	●	●
30	30	●	●	●	●	●	●	●
31	31	●	●	●	●	●	●	●
32	32	●	●	●	●	●	●	●
33	33	●	●	●	●	●	●	●
34	34	●	●	●	●	●	●	●
35	35	●	●	●	●	●	●	●
36	36	●	●	●	●	●	●	●
37	37	●	●	●	●	●	●	●
38	38	●	●	●	●	●	●	●
39	39	●	●	●	●	●	●	●
40	40	●	●	●	●	●	●	●
41	41	●	●	●	●	●	●	●
42	42	●	●	●	●	●	●	●
43	43	●	●	●	●	●	●	●
44	44	●	●	●	●	●	●	●
45	45	●	●	●	●	●	●	●
46	46	●	●	●	●	●	●	●
47	47	●	●	●	●	●	●	●
48	48	●	●	●	●	●	●	●
49	49	●	●	●	●	●	●	●
50	50	●	●	●	●	●	●	●

필립스 루메아는 선천적으로 어두운 금발, 갈색, 검은색 체모에 효과적으로 작용합니다. 빛을 사용한 다른 제모 방식과 마찬가지로 필립스 루메아는 붉은색, 밝은 금발 또는 회백색 체모에는 효과가 없습니다. 또한 필립스 루메아는 어두운 피부에는 적합하지 않습니다.

IPL 기술

필립스 루메아는 IPL(Intense Pulsed Light)이라는 빛을 사용하는 기술을 적용합니다. 필립스는 이 기술을 가정에서도 안전하고 효과적으로 사용할 수 있도록 개발했습니다.

피부 톤 감지 센서

피부 보호를 위해 내장된 피부 톤 감지 센서는 시술을 시작할 때나 제모가 진행되는 동안 피부색을 측정합니다. 피부 톤이 너무 어두운 것을 감지하면 루메아 에센셜의 작동이 자동으로 중지됩니다.

사양

응용 분야

신체 부위: 팔, 다리, 배, 비키니, 겨드랑이
광대뼈 아래의 얼굴 부위: 턱, 구레나룻, 입술 위

안전 및 조절 가능한 설정

내장 UV 필터: UV로부터 피부 보호
5가지 광선 강도 설정: 개인별 피부 타입에 따라 조절 가능
내장형 안전 시스템: 부주의한 빛 출력 방지
피부 톤 감지 센서: 피부 톤 감지

애플리케이션 모드

유선 / 무선 사용: 유선

전원

전압: 100-240V

기술 사양

고성능 램프: 수명 > 100,000회

부착 장치

정밀 액세서리(2cm²): 눈 아래용
신체용 액세서리(4cm²): 목선 아래용

서비스

보증: 2년간 글로벌 품질 보증

포함된 품목

사용 방법: 퀵 스타트 가이드, 사용 설명서
보관: 휴대용 파우치
어댑터: 24V / 1500mA

애플리케이션 시간

종아리: 8분
슬라이드 앤 플레이스: 편리한 사용
겨드랑이: 1분
비키니 라인: 1분
광대뼈 아래의 얼굴 부위: 1분

