

PHILIPS

 Product Picture

Συσκευή αποτρίχωσης
με τεχνολογία IPL

Lumea Essential

Για χρήση στο σώμα και το
πρόσωπο

10 λεπτά για αποτρίχωση στις
γάμπες

<gt;200.000 εκπομπές φωτός +
θήκη

Με αισθητήρα SmartSkin

BRI863/00

Εύκολη μέθοδος αποτρίχωσης που διαρκεί

Η συσκευή Philips Lumea Essential κάνει θαύματα στον περιορισμό της τριχοφυΐας στο σώμα και το πρόσωπο. Οι ήπιοι παλμοί φωτός, εφόσον εφαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διατηρούν το δέρμα σας μεταξένια απαλό.

Αποτρίχωση με τεχνολογία IPL για αποτελέσματα που διαρκούν

- Ειδικά σχεδιασμένο για ασφαλή οικιακή χρήση
- Απολαύστε απαλό δέρμα κάθε μέρα
- Ανώδυνα αποτελεσματικό
- Κατάλληλο για διάφορους τύπους τρίχας και δέρματος

Ασφαλές και αποτελεσματικό σε σώμα και πρόσωπο

- Ασφαλές και αποτελεσματικό ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές
- Αισθητήρας φωτότυπου δέρματος
- Για εύκολη και άνετη χρήση
- 50% πιο γρήγορη για μικρότερο χρόνο εφαρμογής*
- Ήπια μέθοδος αποτρίχωσης
- Πέντε προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός

Απόλυτη ελευθερία, πανεύκολη χρήση

- Λειτουργία Slide and Flash για ευκολότερη εφαρμογή
- Χωρίς ανταλλακτικά εξαρτήματα, χωρίς κρυμμένα κόστη

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία IPL




Η συσκευή Lumea της Philips χρησιμοποιεί έντονο παλμικό φως (IPL), μια πρωτοποριακή τεχνολογία που βασίζεται στην εκπομπή φωτός και χρησιμοποιείται στα επαγγελματικά ινστιτούτα ομορφιάς. Η Philips έχει προσαρμόσει αυτήν την τεχνολογία για αποτελεσματική χρήση στην ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού σας. Για την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, η Philips συνεργάστηκε στενά με ειδικούς στη φροντίδα του δέρματος. Για πάνω από 10 χρόνια, η Philips διεξήγαγε εκτενείς έρευνες καταναλωτών στην τεχνολογία IPL με περισσότερες από 2.000 γυναίκες.

Απολάυστε απαλό δέρμα κάθε μέρα

Η συσκευή Lumea της Philips εφαρμόζει ήπιους παλμούς φωτός στη ρίζα της τρίχας, με αποτέλεσμα η τριχοφυΐα στο σώμα σας να μειώνεται σταδιακά. Με την επανάληψη της εφαρμογής, το δέρμα σας θα είναι εξαιρετικά λείο χωρίς τριχοφυΐα.

Ανώδυνα αποτελεσματικό



Οι κλινικές μελέτες μας έδειξαν σημαντική μείωση των τριχών σε μόλις τέσσερις συνεδρίες, με δύο εφαρμογές την εβδομάδα, προσφέροντας λείο δέρμα χωρίς τριχοφυΐα. Για να διατηρήσετε αυτά τα αποτελέσματα, επαναλάβετε απλώς τη θεραπεία όταν χρειάζεται. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των θεραπειών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επανεμφάνιση της τρίχας σε κάθε άτομο. - Για να μεγεθύνετε αυτήν την εικόνα, επιλέξτε την στη συλλογή εικόνων στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας

Κατάλληλοι τύποι τρίχας και δέρματος



Η συσκευή Lumea της Philips λειτουργεί αποτελεσματικά σε (φυσικά) σκούρες ξανθές, καστανές και μαύρες τρίχες. Όπως και με άλλες μεθόδους αποτρίχωσης που βασίζονται στο φως, η συσκευή Lumea της Philips ΔΕΝ είναι αποτελεσματική σε κόκκινες, ανοιχτές ξανθές ή λευκές/γκρίζες τρίχες. Επίσης, αυτό το προϊόν ΔΕΝ είναι κατάλληλο για σκούρο δέρμα.

Περιοχές εφαρμογής




Χρησιμοποιήστε την άφοβα για την αφαίρεση τριχών στο πρόσωπο (άνω χέιλος, πιγούνι) και σε μέρη του σώματος, όπως πόδια, μασχάλες, περιοχή του μπικίνι, κοιλιά και χέρια.

Αισθητήρας φωτότυπου δέρματος



Ο ενσωματωμένος αισθητήρας φωτότυπου δέρματος προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια, καθώς ανιχνεύει το χρώμα του δέρματος στην αρχή κάθε συνεδρίας, αλλά και περιστασιακά στη διάρκεια της συνεδρίας. Αν ανιχνεύσει πολύ σκούρο φωτότυπο δέρματος γι' αυτό το προϊόν, διακόπτει αυτόματα την εκπομπή παλμών.

5 ρυθμίσεις έντασης φωτός



Η συσκευή Lumea της Philips διαθέτει πέντε προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός για να εξασφαλίσετε ήπια αλλά αποτελεσματική θεραπεία. Η σωστή χρήση της μεθόδου αποτρίχωσης IPL Lumea της Philips είναι ασφαλής και με ήπια δράση για χρήση ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα και ευαίσθητες περιοχές του σώματος.

Αισθητήρας SmartSkin

Η συσκευή Philips Lumea Essential ανιχνεύει το φωτότυπο του δέρματός σας και συνιστά αυτόματα την κατάλληλη ρύθμιση έντασης φωτός


50% πιο γρήγορη*

Μεγαλύτερο παράθυρο με βελτιστοποιημένη σχεδίαση για ταχύτερη εφαρμογή και καλύτερη ορατότητα*

Ήπια μέθοδος αποτρίχωσης

Απαλή με το δέρμα σας.

Λειτουργία Slide and Flash



Η βασική λειτουργία χρήσης προσφέρει πιο πρακτική και συνεχή εφαρμογή με συρόμενη κίνηση.

Δεν απαιτούνται ανταλλακτικά εξαρτήματα

Η συσκευή Lumea της Philips είναι μια ολοκληρωμένη λύση, έτοιμη για χρήση αμέσως μόλις τη βγάλετε από τη συσκευασία. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται ανταλλακτικές κεφαλές (φλας) ή τζελ.

Θήκη φύλαξης

Η συσκευή Philips Lumea Essential περιλαμβάνει μια θήκη για εύκολη αποθήκευση.

Προδιαγραφές

Περιοχές εφαρμογής

Περιοχές σώματος: Χέρια, Πόδια, Κοιλιά, Μπικίνι, Μασχάλες

Περιοχές προσώπου: Πηγούνι, Φαβορίτες, Άνω χείλος

Ασφάλεια και προσαρμόσιμες ρυθμίσεις

Ενσωματωμένο φίλτρο UV: Προστατεύει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία.

5 ρυθμίσεις ενέργειας φωτός: Ρύθμιση βάσει του τύπου του δέρματός σας

Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας: Αποτροπή ακούσιας εκπομπής φωτός

Αισθητήρας φωτότυπου δέρματος: Ανιχνεύει τον φωτότυπο του δέρματος

Τρόπος χρήσης

Slide and Flash (Εκπομπή φωτός με συρόμενη

κίνηση): Εύκολη εφαρμογή με συνεχόμενη κίνηση

Χρήση με καλώδιο ή χωρίς καλώδιο: Ενσύρματο

Stamp and Flash (Πίεση και εκπομπή φωτός): Για θεραπεία σε περιοχές με καμπύλες

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Λυχνία υψηλής απόδοσης: Παρέχει <gt/> 200.000 εκπομπές φωτός

Σέρβις

Εγγύηση: Διετής διεθνής εγγύηση

Περιλαμβάνεται

Οδηγίες χρήσης: Εγχειρίδιο χρήσης

Αποθήκευση: Θήκη

Προσαρμογές: 12 V/550 mA, 400 V/60 W

Χρόνος εφαρμογής

Γάμπα: 5 λεπτά

Μασχάλη: 1 λεπτό

Γραμμή μπικίνι: 1 λεπτό

Περιοχές προσώπου: 1 λεπτό

