

PHILIPS

IPL – fotoepilaator

Lumea IPL 7000
Series

5 intensiivsus taset

2 tarvikut: keha, nägu

Lumea IPL rakendus

Juhtmega kasutamine

SC1997/00



Suurepäraseid tulemusi, suur väärtus

Nautige karvavaba siledat nahka 12 kuud*

Meie Lumea IPL 7000 seeriaga saate karvadeta sileda naha. Erinevate kehapiirkondade jaoks mõeldud tarvikute abil on hooldused õrnad ja tõhusad.

Õrn ja tõhus naha kauakestva sileduse tagamiseks

- Kiired tulemused iga 2 nädala tagant tehtava protseduuriga
- Lihtne ja tõhus, töötatud välja koos dermatoloogidega
- Eriti pikk kaabel tagab kasutamise ajal suurema paindlikkuse

Täielik lahendus näole ja kehale

- Täielik lahendus näole ja kehale koos 2 tarvikuga
- Sobib väga erinevatele nahatoonidele ja juuksevärvidele

Isikupärastatud IPL karvaeemaldus

- Skin Tone Sensor and 5 intensity settings
- Isikupärane toiming rakenduse Philips Lumea IPL abil

Esiletõstetud tooted

Kaks korda kuus tagab kiired tulemused



Alustage algaasis 4 protseduuriga iga 2 nädala tagant – see on poole vähem kui muude kaubamärkide puhul. Seejärel korrake protseduuri tulemuste säilitamiseks kord kuus.

Nahatooni andur



Mugava kasutuskogemuse saamiseks saate leida sobiva 5 tugevuseastme seast. Nahatooni andur ei lase teil töödelda nahapiirkondi, mis on IPL-hoolduse jaoks tumedad.

Eriti pikk kaabel




Mugav kasutada tänu eriti pikale juhtmele, mis tagab hõlpsa juurdepääsu ja parema liikumisvõime.

2 eritarvikut



Erinevad keha- ja näotsakud töötavad kiiresti, täpselt ja õrnalt, nii et neid saab kasutada ka tundlikes piirkondades. Näotarvikul on täpseks töötlemiseks sisseehitatud valgusfilter.


Töötatud välja koos dermatoloogidega



Juhtiva tervishoiutehnoloogia ettevõttena töötas Philips koos dermatoloogidega välja Lumea IPL-i, et saaksite seda lihtsalt ja

tõhusalt kodus kasutada. Professionaalsete ilusalongide tehnoloogiat järgiv Lumea IPL tagab õrna hoolduse ka tundlikes piirkondades.

Philips Lumea IPL rakendus



Meie tasuta juhendamiskrakendus aitab teil kavandada ja järgida oma hoolduskavasid, seejärel juhatab teid samm-sammult läbi iga seansi. Selle on alla laadinud rohkem kui 2,1 miljonit kasutajat.

Paljude naha- ja juuksetüüpide jaoks



IPL vajab kontrasti juuksevärvi pigmendi ja nahatooni pigmendi vahel, seetõttu toimib loomulikult tumblondidel, pruunidel ja mustadel juustel ning nahatoonidel heledast kuni keskmiselt pruunini (I-IV).

Spetsifikatsioon

Ohutus ja kohandatavad sätted

Integreeritud UV-filter: Kaitseb nahka UV-valguse eest

Viis valgusenergia sätet: Reguleeritav vastavalt nahatüübile

Integreeritud ohutussüsteem: Vältib tahtmatut välgutamist

Kasutusrežiim

Libista ja valguta: Kiireks kasutamiseks

Markeeri ja valguta: Väikeste piirkondade hooldamiseks

Juhtmega / juhtmeta kasutamine: Juhtmega kasutamine

Võimsus

Juhtmega kasutamine

Tehnilised andmed

Suure jõudlusega lamp: Vastupidav, 250 000 välgutust, mis vastab lambi 20-aastasele tööeale**

Pinge: 100–240 V

Lisatarvikud

Täppisotsak (2 cm2): Ohutuks kasutamiseks näol

Kehakarvade eemaldamise tarvik (4 cm2): Kasutamiseks allpool kaela

Teenindus

Garantii: 2-aastane üldgarantii + 1 lisa-aasta garantiid toote registreerimisel 90 päeva jooksul

Komplektis olevad esemed

Kasutusjuhend: Kasutusjuhend

Hoiundamine: Kosmeetikakott

Adapter: 24 V / 1500 mA

Tarvik: Puhastuslapp

Kasutusaeg

Sääreosa: 15 minutit

Kaenlaalused: 2,5 min

Bikiinjoon: 4 min

Näopiirkonnad: 2 minutit

Tarvikute tehnilised andmed

Tarvik kehal kasutamiseks: Töötlusala suurus: 4,0 cm2, Kehahooldus: jalad, käed, köht ja kaenlaalused

Otsak näol kasutamiseks: Töötlusala suurus: 2 cm2, lisafilter, Näohooldus: ülahuul, lõuaosa ja lõualuu

