

PHILIPS

IPL – Plaukų
šalinimo įrenginys

Lumea Prestige

Skirta kūnui, veidui ir bikinio
sričiai

15 min. procedūra blauzdoms

<gt/> 250 000 šviesos impulsų

Belaidis

SC2009/00



Džiaukitės oda be plaukelių*

„Philips Lumea Prestige“ yra veiksmingiausias belaidis IPL prietaisas, kuris neleidžia plaukams ant veido ir kūno odos vėl ataugti. Reguliariai naudojami švelnūs šviesos impulsai išlaiko odą švelnią kiekvieną dieną.

Ilgalaikis plaukelių šalinimas su IPŠ technologija

- Mėgaukitės lygia oda kiekvieną dieną
- Efektyvu be pastangų
- Pritaikytas saugiai naudoti namuose
- Tinka daugeliui įvairių plaukų ir odos tipų

Švelnus ir veiksm. kūno, veido ir bikinio srit. plaukų šalinimas

- Saugus ir veiksmingas net jautriose vietose
- Didelis langelis procedūroms greitam naudojimui
- Saugus priedas veido plaukams šalinti
- Specialus priedas bikinio srities plaukams šalinti
- Švelnus poveikis

Maksimali laisvė, minimalūs rūpesčiai

- Belaidis patogumas
- Nereikia keičiamųjų dalių, nėra netikėtų išlaidų
- Penki reguliuojami šviesos energijos nustatymai


Ypatybės

IPL technologija



„Philips Lumea“ naudoja inovatyvi šviesa paremtą technologiją, vadinamą IPL (intensivi impulsinė šviesa, angl. „Intense Pulsed Light“), surinktą remiantis profesionaliuose grožio salonuose naudojama technologija. „Philips“ pritaikė šią technologiją, kad galėtumėte saugiai ir veiksmingai naudoti ją namuose. „Philips“ glaudžiai bendradarbiavo su geriausiais dermatologais, kad sukurtų šią modernią plaukų šalinimo technologiją. Per daugiau nei 10 metų mes atlikome išsamius vartotojų tyrimus su daugiau nei 2 000 moterų.

Mėgautės lygia oda kiekvieną dieną



„Philips Lumea“ lengvais šviesos impulsais veikia plauko šaknį. Tai palaipsniui sumažina jūsų kūno plaukelių augimą. Kartojant procedūrą, plaukeliai ant odos nebelieka, o pati oda tampa švelni.

Efektivu be pastangų

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Mūsų klinikiniai tyrimai parodė, kad plaukelių reikšmingai sumažėja po vos keturių dvi savaites trunkančių procedūrų, po kurių oda tampa švelni, be plaukelių. Norėdami išlaikyti tokius rezultatus, tiesiog pakartokite procedūrą, kai reikia. Laikas tarp procedūrų gali skirtis dėl skirtingu tempu ataugančių

plaukelių. – Norėdami padidinti šį paveikslėlį, spustelėkite vaizdą vaizdų galerijoje, kurią rasite šio puslapio viršuje

Tinkami plaukų ir odos tipai




„Philips Lumea“ yra veiksmingas šalinant (natūraliai) tamsiai geltonus, rudus ir juodus plaukus. Kaip ir atliekant kitas šviesa paremtas procedūras, „Philips Lumea“ NĖRA veiksmingas šalinant raudonus, šviesiai geltonus arba baltus / žilus plaukus. „Philips Lumea“ taip pat NĖRA tinkamas labai tamsiai odai.

Taikymo sritys



Drąsiai naudokite plaukams nuo veido (viršutinės lūpos, smakro ir žandėnų) ir kitų kūno dalių, įskaitant kojas, pažastis, bikinio sritį, pilvą ir rankas, šalinti.

Greita procedūra kojoms



Didelis langelis procedūroms greitam naudojimui didesnėse srityse, pvz., kojų.

Itin saugus veidui



Veidui skirtame priede yra specialiai jam sukurtas integruotas šviesos filtras, todėl galite jį saugiai ir patogiai naudoti tvarkydami viršutinę lūpą, smakrą ir žandeną. Jis taip pat tinka kitoms jautrioms kūno vietoms, pvz., pažastims ir kitoms sunkiau pasiekiamoms vietoms.

Priedas bikinio sričiai



Efektyvus priedas bikinio srities plaukams šalinti. Paprastai šioje srityje augantys plaukai yra stipresni ir tankesni nei ant kojų.

Švelnus poveikis



Švelnus jūsų odai.

Specifikacijos

Taikymo sritys

Kūno sritys: Rankoms, Kojos, Pilvas, Bikinis, Pažastys

Veido sritys: Smakras, Žandenos, Viršutinė lūpa

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie jūsų odos tipo

Integruota saugos sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

Naudojimo režimas

Slinkti ir šviesti: Patogiam naudojimui užtikrinti

Laidinis / belaidis naudojimas: Belaidė

Priglausti ir šviesti: Skirtas lenktoms sritims apdoroti

Maitinimas

Įtampa: 100-240 V

Įkrovimo laikas: 100 min.

Veikimo laikas: Mažiausiai 370 blyksnių

Techniniai duomenys

Didelio našumo lempa: Atlieka <gt/> 250 000 blyksnių

Priedai

Kūno priedas (4 cm2): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

Priedas bikinio sričiai (2 cm2): Specialus

režimas bikinio srities plaukams

Veidui skirtas priedas (2 cm2): Saugiai naudojamas veido srityje

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų tarptautinė garantija

Pridėti priedai

Įkroviklis: Įvairių įtampų įkroviklis

Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas

Laikymas: Prabangus įdėklas

Priedas: Valymo šluostė

Procedūros laikas

Apatinė kojos dalis: 8 min.

Pažastis: 1 min.

Bikini linija: 1 min.

Veido sritys: 1 min.

