

PHILIPS

Σύστημα αφαίρεσης
τριχοφυΐας με IPL

Lumea Essential

Για χρήστη στο σώμα και το
πρόσωπο

15 λεπτά για αποτρίχωση στις
γάμπες

Διάρκεια ζωής >100.000 παλμοί
φωτός

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο

SC1996/11



Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας για λεία επιδερμίδα στο σπίτι

Η Philips Lumea IPL κάνει θαύματα στον περιορισμό της τριχοφυΐας στο σώμα και το πρόσωπο. Οι ήπιοι παλμοί φωτός, εφόσον εφαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διατηρούν το δέρμα σας μεταξένια απαλό.

Εύκολη χρήση

- Χωρίς ανταλλακτικά εξαρτήματα, χωρίς κρυμμένα κόστη
- Λειτουργία Slide and Flash για ευκολότερη εφαρμογή
- Ρύθμιση βάσει του τύπου του δέρματός σας

Απαλότητα που διαρκεί

- Ανώδυνα αποτελεσματικό
- Απολαύστε απαλό δέρμα κάθε μέρα

Αποτρίχωση με την τεχνολογία IPL

- Προσαρμοσμένο για ασφαλή και αποτελεσματική οικιακή χρήση

Γρήγορη, ασφαλής και αποτελεσματική για σώμα και πρόσωπο

- Πέντε προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός
- Εξάρτημα σώματος: γρήγορη εφαρμογή (15 λεπτά και για τις 2 γάμπες)
- Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτότυπου δέρματος για πρόσθετη ασφάλεια
- Εξάρτημα ακριβείας για πρόσθετη ασφάλεια στο πρόσωπο

Χαρακτηριστικά

Δεν απαιτούνται ανταλλακτικά εξαρτήματα



Η συσκευή Lumea της Philips είναι μια ολοκληρωμένη λύση, έτοιμη για χρήση αμέσως μόλις τη βγάλετε από τη συσκευασία. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται ανταλλακτικές κεφαλές (φλας) ή ζελέ.

Ανώδυνα αποτελεσματικό



Οι κλινικές μελέτες μας έδειξαν σημαντική μείωση των τριχών σε μόλις τέσσερις φορές, με δύο εφαρμογές την εβδομάδα, προσφέροντας λείο δέρμα χωρίς τριχοφυΐα. Για να διατηρήσετε αυτά τα αποτελέσματα, επαναλάβετε απλώς τη θεραπεία όταν χρειάζεται. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των θεραπειών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο επανεμφάνισης της τρίχας σε κάθε άτομο.


Απολαύστε απαλό δέρμα κάθε μέρα



Η συσκευή Lumea της Philips εφαρμόζει ήπιους παλμούς φωτός στη ρίζα της τρίχας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη φυσική πτώση των τριχών και την

αναστολή επανεμφάνισης της τριχοφυΐας. Η τακτική επανάληψη της διαδικασίας θα διατηρήσει το δέρμα σας απαλό κάθε μέρα.

5 ρυθμίσεις έντασης φωτός



Η συσκευή Lumea της Philips διαθέτει πέντε προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός για να εξασφαλίσετε ήπια αλλά αποτελεσματική θεραπεία. Η σωστή χρήση της μεθόδου αποτρίχωσης IPL Lumea της Philips είναι ασφαλής και με ήπια δράση για χρήση ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα και ευαίσθητες περιοχές του σώματος.

Λειτουργία Slide and Flash



Η βασική λειτουργία χρήσης προσφέρει πιο πρακτική και συνεχή εφαρμογή με συρόμενη κίνηση.

Αισθητήρας φωτότυπου δέρματος

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας φωτότυπου δέρματος προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια, καθώς ανιχνεύει το χρώμα του δέρματος στην αρχή κάθε συνεδρίας αλλά και περιστασιακά στη διάρκεια της συνεδρίας. Αν ανιχνεύσει πολύ σκούρο φωτότυπο δέρματος για το Lumea Essential, διακόπτει αυτόματα την εκπομπή παλμών.

Τεχνολογία IPL

Η συσκευή Lumea της Philips χρησιμοποιεί έντονο παλμικό φως (IPL), μια πρωτοποριακή τεχνολογία που βασίζεται στην εκπομπή φωτός και

χρησιμοποιείται στα επαγγελματικά ινστιτούτα ομορφιάς. Η Philips έχει προσαρμόσει αυτήν την τεχνολογία για να απολαμβάνετε ασφαλή και αποτελεσματική χρήση στην άνεση του σπιτιού σας. Η Philips συνεργάστηκε στενά με κορυφαίους δερματολόγους για να διαμορφώσει αυτό το πρωτοποριακό σύστημα αποτρίχωσης. Για περισσότερα από 10 χρόνια, διεξήχθησαν εκτενείς έρευνες καταναλωτών με περισσότερους από 2.000 εθελοντές.

Εξάρτημα ακριβείας, 2 cm²

Χάρη στο πρόσθετο ενσωματωμένο φίλτρο φωτός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασφαλή αποτρίχωση του προσώπου στο επάνω χέιλος, το πηγούνι, τα μάγουλα και άλλες ευαίσθητες περιοχές.

Μεγάλο εξάρτημα σώματος, 4 cm²



Το μεγάλο εξάρτημα σώματος προσφέρει γρήγορη αποτρίχωση σε περιοχές με μεγάλη επιφάνεια, όπως τα πόδια.

Κατάλληλοι τύποι τρίχας και δέρματος

Gezielte Haar- und Hauttypen / Types de peau et de poils adaptés		Haarfarbe / Couleur de la peau					Die geeignete Hauttemperatur sollte die Behandlung bei dunkleren Hauttönen ab 40°C oder ab dunkleren Hauttönen ab 45°C nicht überschreiten. / La température de votre peau doit être inférieure à 40°C pour les peaux plus claires et 45°C pour les peaux plus foncées.	
Type des poils / Couleur des poils		1	2	3	4	5		
		1	2	3	4	5		
1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4	4	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
5	5	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Η συσκευή Lumea της Philips λειτουργεί αποτελεσματικά σε (φυσικά) σκούρες ξανθές, καστανές και μαύρες τρίχες. Όπως και με άλλες μεθόδους αποτρίχωσης που βασίζονται στο φως, η συσκευή Lumea της Philips ΔΕΝ είναι αποτελεσματική σε κόκκινες, ανοιχτές ξανθές ή λευκές/γκρίζες τρίχες. Η συσκευή Lumea της Philips ΔΕΝ είναι επίσης κατάλληλη για σκούρο δέρμα.

Προδιαγραφές

Περιοχές εφαρμογής

Περιοχές σώματος: Χέρια, Πόδια, Κοιλιά, Μπικίνι, Μασχάλες

Περιοχές προσώπου: Πηγούνι, Φαβορίτες, Άνω χείλος

Ασφάλεια και προσαρμόσιμες ρυθμίσεις

Ενσωματωμένο φίλτρο UV: Προστατεύει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία.

5 ρυθμίσεις ενέργειας φωτός: Ρύθμιση βάσει του τύπου του δέρματός σας

Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας: Αποτροπή ακούσιας εκπομπής φωτός

Αισθητήρας φωτότυπου δέρματος: Ανιχνεύει τον φωτότυπο του δέρματος

Τρόπος χρήσης

Χρήση με καλώδιο ή χωρίς καλώδιο: Ενσύρματο

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V

Χρήση με καλώδιο

Τεχνικές προδιαγραφές

Λυχνία υψηλής απόδοσης: Παρέχει <gt/> 100.000 εκπομπές φωτός

Εξαρτήματα

Εξάρτημα ακριβείας (2 cm2): Για χρήση κάτω από τα μάτια

Εξάρτημα σώματος (4cm2): Για χρήση σε όλο το σώμα πλην του προσώπου

Σέρβις

Εγγύηση: Διετής διεθνής εγγύηση

Περιλαμβάνεται

Οδηγίες χρήσης: Οδηγός γρήγ. έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσης

Αποθήκευση: Θήκη

Προσαρμογέας: 24 V/1500 mA

Χρόνος εφαρμογής

Γάμπα: 8 λεπτά

Slide and Flash: Για εύκολη εφαρμογή

Μασχάλη: 1 λεπτό

Γραμμή μπικίνι: 1 λεπτό

Περιοχές προσώπου: 1 λεπτό

