

PHILIPS

IPL –
karvaeemaldusseade

Lumea Prestige

Keha ja näo töötlemiseks

15 minutit säärite töötlemiseks

>250 000 valgussähvatust

Juhtmevaba

SC2007/00



Tundke end püsivalt karvadest vabana*

Philips Lumea Prestige on kõige tõhusam juhtmeta IPL-lahendus, mis väldib karvade taaskasvu näol ja kehal. Regulaarsed õrnad valguspulsid hoiavad nahka iga päev siidpehmena.

Pikaajaline karvaeemaldus IPL-tehnoloogia abil

- Sile nahk iga päev
- Efektiivne, pingutuseta
- Kohandatud kodus ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks
- Sobib paljudele juukse- ja nahatüüpidele

Õrn ja efektiivne kasutamine näol ja kehal

- Ohutu ja efektiivne ka tundlikes piirkondades
- Täppispiirel ohutuks näohoolduseks
- Suur tööava kiireks töötlemiseks
- Õrn töötlemine

Rohkem vabadust vähema pingutusega

- Juhtmevaba mugavus
- Viis reguleeritavat valgusenergia seadistust
- Ei vaja asendusosi, puuduvad varjatud kulud
- "Libista ja välguta"-režiim võimaldab mugavamalt töötlemist


Esiletõstetud tooted

IPL-tehnoloogia



Philips Lumea kasutab uuenduslikku valgustehnoloogiat IPL (intensiivne pulseeriv valgus), mis on arendatud ilusalongides kasutatava tehnoloogia põhjal. Philips kohandas selle tehnoloogia ohutult ja efektiivselt koduses mugavuses kasutamiseks. Selle läbimurdelise karvaemaldussüsteemi loomisel tegi Philips lähedast koostööd juhtivate nahaarstidega. Rohkem kui 10 aasta jooksul viisime läbi laiaulatusliku tarbijauuringu, milles osales rohkem kui 2000 naist.

Sile nahk iga päev



Philips Lumea rakendab karvajuurele õrnu valgusimpulssi. Selle tagajärjel langevad karvad loomulikult teel välja ja karvade taaskasv pidurdub. Selle töötuse regulaarne kordamine hoiab teie naha igapäevaselt sileda.

Efektiivne, pingutuseta



Meie kliinilised uuringud on näidanud märkimisväärset karvakasvu vähenemist vaid nelja töötusega iga kahe nädala tagant – tulemuseks on sile, karvavaba nahk. Tulemuste säilitamiseks korrake lihtsalt vajaduse korral

protseduuri. Töötlemise intervall võib teie karvakasvust olenevalt varieeruda. – Pildi suurendamiseks klõpsake palun pildil selle lehe ülaosas asuvas galeriis.

Sobivad juukse- ja nahatiübid



Philips Lumea toimib efektiivselt (loomulike) tumeblondide, pruunide ja mustade karvade korral. Nagu teistegi valguspõhiste töötlemisviiside korral, EI SOBI Philips Lumea punaste, heleblondide või valgete/hallide karvade korral. Samuti EI SOBI Philips Lumea väga tumeda naha korral.

Kasutuspiirkonnad



Kasutage seadet julgelt näokarvade (ülahuulelt, lõualt ja põskedelt) ja kehakarvade eemaldamiseks (sh jalgadelt, kaenlaalustest, bikiniipiirkonnast, kõhult ja kätelt).

Kiire jalgade töötlemine



Suur tööava kiireks kasutamiseks suurtel piirkondadel (nt. jalgadel).

Lisaohutus näo jaoks




Täppispiiril on integreeritud lisavalgusfilter ja sellega saab ohutult ja mugavalt eemaldada karvu ülahuulelt, lõualt ja põskedelt. Seda saab kasutada ka tundlikes kehapiirkondades nagu kaenlaalused, bikiniipiirkond ja raskesti ligipääsetavad kohad.

Õrn töötlemine



Õrn teie naha vastu.

Juhtmevaba mugavus



Lumea ainulaadne juhtmevaba disain võimaldab maksimaalset ulatust ja lihtsat kasutamist.

Spetsifikatsioon

Toide

Pinge: 100–240 V

Hooldus

Garantii: 2-aastane ülemaailmne garantii

Tehnilised andmed

Suure jõudlusega lamp: Tekitab üle 250000 välgatuse

Kasutuspiirkonnad

Kehapiirkonnad: Käsivarred, Jalad, Köht, Bikiinipiirkond, Kaenlaalused

Näopiirkonnad: Lõug, Põskhabe, Ülahuul

Lisatarvikud

Täppisotsak (2 cm²): Ohutuks kasutamiseks näol

Kehakarvade eemaldamise tarvik (4 cm²): Kasutamiseks allpool kaela

Kaasolevad tarvikud

Kasutusjuhend: Kasutusjuhend

Tarvik: Puhastuslapp

Komplektis olevad esemed

Laadija: Mitmevoldiline laadija

Hoiundamine: Luksuslik kott

Toide

Laadimisaeg: 100 minutit

Tööaeg: Vähemalt 370 välgatust

Ohutus ja kohandatavad sätted

Integreeritud UV-filter: Kaitseb nahka UV-valguse eest

Viis valgusenergia sätet: Reguleeritav vastavalt nahatüübile

Integreeritud ohutussüsteem: Vältib tahtmatut välgutamist

Töötlemisaeg

Sääreosa: 8 min

Kaenlaauk: 1 min

Bikiinijoon: 1 min

Näopiirkonnad: 1 min

Kasutusrežiim

Libista ja välguta: Mugavaks töötlemiseks

Juhtmega / juhtmeta kasutamine: Juhtmeta

Markeeri ja välguta: Ebatasaste kohtade töötlemiseks

