

PHILIPS

IPL technológia na
odstraňovanie chĺpkov

Lumea Prestige

Použitie na tele a tvári

Ošetrovanie dolnej časti nôh za 15 min.

Viac ako 250 000 svetelných impulzov

Bezšnúrový dizajn

SC2007/00



Vychutnávajte si neustále skvelý pocit bez chĺpkov*

Philips Lumea Prestige je najúčinnšie bezšnúrové riešenie založené na technológii IPL, ktoré zázračne zabraňuje dorastaniu chĺpkov na tvári aj na celom tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.

Dlhotrvajúce odstránenie chĺpkov vďaka technológii IPL

- Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň
- Skvelé výsledky bez veľkej námahy
- Prispôsobená na bezpečné a efektívne použitie v pohodlí domova
- Vhodné pre rôzne typy chĺpkov a pokožky

Jemná a účinná aplikácia na tvári aj na tele

- Bezpečné a účinné použitie aj v citlivých oblastiach
- Presný nástavec na bezpečné použitie na tvári
- Veľký aplikačný prieszor pre rýchle použitie
- Jemné ošetrovanie

Maximálna sloboda, minimálne ťažkosti

- Praktické bezšnúrové používanie
- Päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla
- Žiadne náhradné diely, žiadne skryté náklady
- Režim zábleskov pri kĺzaní pre jednoduchšie používanie


Hlavné prvky

Technológia IPL




Systém Philips Lumea používa svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch. Spoločnosť Philips prispôbila túto technológiu na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti a nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový systém odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 2000 dobrovoľníkov.

Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň



Zariadenie Philips Lumea aplikuje na koreňky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. Vďaka tomu sa množstvo chĺpkov, ktoré rastú na tele, postupne zníži. Opakovaným používaním získate krásnu pokožku bez chĺpkov a jemnú na dotyk.

Skvelé výsledky bez veľkej námahy



Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chĺpkov už po štyroch použitíach raz za dva týždne, výsledkom čoho je hladká pokožka bez chĺpkov. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie podľa potreby. Čas medzi jednotlivými použitiami sa

môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chĺpkov. - Na zväčšenie tohto obrázka kliknite na obrázok v galérii v hornej časti tejto stránky

Vhodné typy chĺpkov a pokožky




Systém Philips Lumea účinne funguje pri (prirodzene) tmavších blond chĺpkoch, hnedých a čiernych chĺpkoch. Podobne ako v prípade iných svetelných zákrokov, systém Philips Lumea NIE JE účinný pri svetlých blond chĺpkoch, ryšavých ani bielych či sivých chĺpkoch. Systém Philips Lumea NIE JE vhodný pre veľmi tmavú pokožku.

Oblasti aplikácie



Môžete bezpečne používať na odstraňovanie chĺpkov na tvári (horná pera, brada, sánka) a rôznych oblastiach tela vrátane nôh, podpazušia, oblasti bikín, brucha a rúk.

Rýchle ošetrenie nôh



Veľký aplikačný prierez pre rýchle použitie na veľkých plochách, napríklad na nohách

Zvýšená bezpečnosť pre použitie na tvári




Presný nástavec je vybavený ďalším integrovaným svetelným filtrom, ktorý umožňuje bezpečnú a jednoduchú aplikáciu na hornú peru, bradu alebo oblasť sánky. Môžete ho použiť aj na iné citlivé oblasti tela, napríklad podpazušie, oblasť bikín alebo iné ťažko prístupné oblasti.

Jemné ošetrovanie



Jemné k vašej pokožke.

Praktické bezšnúrové použitie



Jedinečný bezšnúrový dizajn systému Lumea je navrhnutý na maximálny dosah a jednoduché používanie.

Technické údaje

Napájanie

Napätie: 100 - 240 V

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Technické údaje

Vysokovýkonná lampa: Výstup <math>< /math> 250 000 zábleskov

Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Ruky, Nohy, Brucho, Oblasť bikín, Podpazušia

Oblasti tváre: Brada, Kotlety, Horná pera

Nadstavce

Presný nástavec (2 cm²): Pre bezpečné použitie na tvári

Nástavec na telo (4 cm²): Na použitie pod líniou krku

Súčasti balenia

Nabíjacia jednotka: Multinapätová nabíjačka

Príbalené príslušenstvo

Návod na použitie: Návod na použitie

Skladovanie: Luxusné puzdro

Príslušenstvo: Handrička na čistenie

Napájanie

Čas nabíjania: 100 min

Prevádzkový čas: Minimálne 370 zábleskov

Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:

Prispôsobiteľné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

Čas aplikácie

Časť nohy od kolena nadol: 8 min

Podpazušie: 1 min

Oblasť bikín: 1 min

Oblasti tváre: 1 min

Režim aplikácie

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

Pre jednoduché používanie

Použitie s káblom aj bez kábla: Bez šnúry

Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie zakrivených oblastí

