

PHILIPS

IPL-
hårfjerningsenhet

Lumea Prestige

Med SenseIQ-teknologi

Kropp og ansikt

Med SmartSkin-sensor

Både trådløs bruk og bruk med ledning



BRI950/00



Glatt og hårfri hud i seks måneder*

To smarte tilleggsdeler – for optimale resultater

Philips Lumea Prestige med SenseIQ-teknologi er vår mest effektive IPL. Lumea er utformet for praktisk behandling hjemme og passer perfekt til hver eneste kurve. I tillegg tilpasser Lumea programmer som er skreddersydd for alle kroppsområder.

Maksimal frihet, svært enkelt

- Med SmartSkin-sensor
- Lumea IPL-appen. Med deg gjennom hele prosessen
- Ingen ekstradelere, ingen skjulte kostnader

Langvarig glatt hud med Lumea IPL-teknologi


- Avansert IPL-teknologi for hjemmebruk, utviklet i samarbeid med hudspesialister
- Bruk med eller uten ledning
- Beviselig skånsom og effektiv behandling
- Passer til en rekke hår- og hudtyper
- SenseIQ-teknologi for tilpasset hårfjerning

Profesjonell IPL-behandling for kroppsområdene dine

- Smart tilleggsutstyr som tilpasser programmer til alle kroppsområder
- Kroppstilbehør med buet utforming
- Ansiktstilbehør for presisjon med ekstra filter


Høydepunkter

Lumea forhindrer gjenvekst av hår*




IPL står for intenst pulset lys. Philips Lumea bruker forsiktede lyspulser på hårrøten for å få hårsekken til å gå i dvale. Dette gjør at hårveksten gradvis reduseres. Hvis du gjentar behandlingen, blir huden din hårfri og silkemyk å ta på. Behandlingen for å unngå gjenvekst er sikker og skånsom, selv på sensitive områder. Philips Lumea er klinisk testet og utviklet i samarbeid med hudspesialister for en enkel og effektiv behandling hjemme hos deg selv.

Bevist effekt



Objektive studier viser opptil 92 % hårreduksjon etter tre behandlinger**. Utfør de fire første behandlingene hver andre uke og de neste åtte behandlingene hver fjerde uke. Etter tolv behandlinger får du seks hårfrie måneder med glatt hud*.


Passende hår- og hudtyper



Philips Lumea Prestige er effektiv på en rekke hår- og hudtyper. Den fungerer på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på

hudfarger fra veldig hvit til mørkebrun. IPL-systemet trenger en kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudtonen, så derfor (som med andre IPL-baserte behandlinger) kan ikke Lumea brukes til å behandle hvitt, grått, lys blondt eller rødt hår. Den passer heller ikke for veldig mørk hud.

SenseIQ-teknologi



Senses. SmartSkin-sensoren fra Lumea registrerer hudtonen og angir den mest komfortable lysinnstillingen for deg. Tilpasser. Intelligente tilbehør justerer programmer som er skreddersydd for alle kroppsområder. Skånsom. SmartSkin-sensoren er utviklet i samarbeid med hudspesialister og er inspirert av deg for å kunne gi en skånsom hårfjerning som varer lenge, selv på ømfintlige områder***.

Behandling av kroppsområder



Kroppen din er unik. Og kroppens hud, kurver og konturer bør også behandles unikt. Lumea-tilbehøret for hele kroppen er formet slik at de passer perfekt til hver eneste kurve, og de tilpasser programmer som er skreddersydd for alle kroppsområdene dine. Behandlingsvindueene er utformet for å gi best mulig kontakt med huden slik at lyset ikke slipper unna, noe som gir deg effektive og skånsomme behandlinger selv på ømfintlige eller sensitive områder.

Tilbehør til kropp



Det smarte kroppstilbehøret har vårt største behandlingsvindu på 4,1 cm², så det er perfekt for en rask behandling på større kroppsdeler som ben, armer og mage. Den buede utformingen følger kroppens konturer nøyaktig for maksimal hudkontakt. Klikk tilbehøret på, så får du et skreddersydd program for kroppsdelen. 83 % av alle kvinner ble fornøyd med hårreduksjonen på bena****.

Tilbehør til ansikt

Ansiktstilbehøret er nøye utformet for å ha et lite, flatt behandlingsvindu på 2 cm², slik at du kan behandle hår i ansiktet effektivt og skånsomt. Tilbehøret har også et ekstra filter integrert som er ideelt for overleppen, haken eller kjevepartiet. Når det festes på enheten, tilpasser det smarte tilbehøret automatisk lysbehandlingen til ansiktet. 84 % av kvinner er fornøyd med reduksjonen av ansiktshår***.

SmartSkin-sensor



Philips Lumea Prestige med SenseIQ-teknologi har fem lysinnstillinger som er enkle å velge mellom. SmartSkin-sensoren registrerer hudtonen din og angir deretter den mest komfortable lysinnstillingen for området du behandler.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør for kroppsbehandling:

Vindusstørrelse: 4,1 cm², Form: Konveks bue, Tilpasset behandling for kroppen

Tilbehør for ansiktsbehandling:

Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Form: Flat, Tilpasset behandling for ansiktet

Bruksområder

Kroppsområder: Armer, Ben, Mage

Ansiktsområder: Hake, Overleppe, Kjeveparti

Sensitive områder: Armhulene, Bikinilinje

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Probe for hudfarge: Gjenkjenner hudtypen

SmartSkin-probe: Få rett innstilling på forespørsel

Programmodus

Slide and Flash: For rask bruk

Stamp and Flash: For behandling på små områder

Bruk med kabel / trådløs bruk: Både trådløs bruk og bruk med ledning

Drift

Spenning: 100–240 V

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy effekt: Leverer <gt/>250 000 lysglimt*****

Service

Garanti: 2-års global garanti

Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Oppbevaring: Luksuriøs veske

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Påføringstid

Armhule: 2,5 min.

Bikininlinje: to minutter

Ansiktsområder: 1,5 min

Legger: 8,5 min.

