

PHILIPS

IPL
Haarentfernungssystem

Lumea Essential

Nur zur Anwendung am Körper

15 Minuten für beide
Unterschenkel

Lebensdauer > 100.000 Lichtimpulse

Extra langes Kabel

 Product Picture

SC1992/00



Der beste Weg, um das Nachwachsen von Haaren zu verhindern für glatte Haut zu Hause

Das Philips Lumea IPL Haarentfernungssystem vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

Lang anhaltend glatte Ergebnisse

- Einfach wirksam
- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Zur sicheren Verwendung zu Hause

Sanft und effektiv, selbst bei empfindlicher Haut

- Zur Anwendung am Körper
- An Ihren Hauttyp anpassbar
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen
- Größerer Körperaufsatz für schnelle Anwendung
- "Slide and Flash"-Modus für eine komfortablere Anwendung

Kompaktes Design mit Kabel

- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten

Besonderheiten

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.

IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer auf lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips


arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.

5 Lichtintensitätseinstellungen



Philips Lumea bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen.

Anwendungsbereiche



Körperhaare an Körperpartien unterhalb des Halses effektiv entfernen: Beine, Achselhöhlen, Bikinizone, Arme und Bauch.

Größerer Körperaufsatz, 4cm²



Größerer Körperaufsatz ermöglicht schnelle Behandlung großer Körperpartien, z. B. Ihrer Beine.

"Slide and Flash"-Modus




Hauptanwendungsmodus ermöglicht gleitende Bewegung für eine komfortablere und gleichmäßige Anwendung.

Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Was noch wichtiger ist: Es muss kein Ersatzleuchtmittel oder Gel verwendet werden.

Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Philips Lumea ist NICHT geeignet für dunkle Haut.

Daten

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch, Bikini, Achselhöhlen

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für komfortable Anwendung

Schritt und Blitzen: Für die Behandlung kurviger Bereiche

Mit Kabel/kabellos: Mit Kabel

Leistung

Stromspannung: 100–240 V

Technische Daten

Hochleistungs-Lampe: Bietet <gt/> 100.000 Lichtimpulse

Aufsätze

Körperaufsatz (4 cm²): Für den Gebrauch unterhalb des Halses

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Schnellstartanleitung, Bedienungsanleitung

Lagerung: Aufbewahrungsetui

Adapter: 24 V/1500 mA

Anwendungszeit

Unterschenkel: 8 Min.

Achselhöhle: 1 Min.

Bikinizone: 1 Min.

