

Philips Sonicare ProResults
Standard-Bürstenkopf für
Schallzahnbürste

Doppelpack

ProResults

HX6012

Gründliche Reinigung

Eine größere Oberfläche und die konturierten Borsten bieten eine gründliche Reinigung und Massage von Zähnen und Zahnfleisch.

Für eine hervorragende Leistung

- Reminder-Borsten sorgen für eine effektive Reinigung.

Angenehm sauberes Gefühl im Mund

- Spezielles Bürstenkopfdesign und Schalltechnologie
- Konturangepasste Borsten für eine Anpassung an die natürliche Form Ihrer Zähne
- Abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten vergrößern Reinigungsbereich

Bürstenkopf passend für unterschiedliche Handstücke


- Aufsteckbarer Bürstenkopf

PHILIPS
sonicare

sense and simplicity

Besonderheiten

Aufsteckbarer Bürstenkopf



Einfache Positionierung des Bürstenkopfes und
Reinigung des Griffstücks

Abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten




Der durch abgewinkelte, radial abgeschnittene
Borsten geschwungene Oberflächenbereich sorgt
dafür, dass der Kontakt zur Zahnoberfläche und dem
Zahnfleisch erhalten bleibt, während der
Bürstenkopf sich bewegt. So wird eine besonders
große Fläche gereinigt, ohne dass ein größerer
Bürstenkopf erforderlich ist.

Konturangepasste Borsten



Die Borsten sind so abgeschnitten, dass sich ihre
Kontur an die natürliche Form Ihrer Zähne anpasst.
Die unterschiedlichen Höhen der Borsten des
Bürstenkopfes sind speziell nach ergonomischen
Gesichtspunkten angeordnet, um sich der
natürlichen Form Ihrer Zähne anzupassen und die
Zwischenräume für eine gründliche Reinigung gut zu
erreichen.

Maximale Reinigungsleistung



Dank des durchdachten Designs und der präzisen
Technik des Bürstenkopfes wird durch die
Kombination mit der Schalltechnologie und den
flexiblen Reinigungsstufen eine gründliche Reinigung
ermöglicht.

Reminder-Borsten

Die Reminder-Borsten erinnern Sie daran, den
Bürstenkopf rechtzeitig auszutauschen. Nach drei
Monaten normaler Verwendung zeigen Borsten
Abnutzungserscheinungen, und Bürstenköpfe
reinigen weniger gründlich. Tauschen Sie daher alle
drei Monate die Bürstenköpfe aus.

Daten

Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen der Bürstenkopf-Verpackung:
21,6 x 7,0 x 2,2 (H x B x T) cm
- Gewicht der Bürstenkopf-Verpackung: 0,034 kg

Technische Daten

- Betriebszeit: Um optimale Ergebnisse zu erzielen,
wird empfohlen, den Bürstenkopf alle drei Monate
auszuwechseln.
- Ersatz: Reminder-Borsten verblassen, wenn ein
Austausch erforderlich ist

Mitgelieferte Artikel

- Hygienische Schutzkappe: 2 Stck.

Einfach zu bedienen

- Für folgende Modelle geeignet: FlexCare+,
FlexCare, HealthyWhite, EasyClean, EasyClean,
DiamondClean



Ausstellungsdatum
2012-06-27

Version: 2.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen
Firmen.

www.philips.com