


PHILIPS



"PRESION SUAVE"

ACCION ELIPTICA

1 CHORRO PURSATIL

8 CHORROS PURSAILES

HP 5213
*Centro dental
con protección
de 'presión suave'
para las encías*



PHILIPS

HP 5213

Centro dental con protección de presión suave para las encías

Este centro dental combina dos aparatos en uno, los cuales se complementan mutuamente, para cuidar de dientes y encías, y a la vez usa un solo cordón en lugar de dos.

El cepillo

Este nuevo cepillo recargable Philips está proyectado para que proporcione un cuidado óptimo a dientes y encías. Gracias a la acción elíptica del cepillado se consigue una eliminación más eficaz de la placa, de acuerdo con el método "Bass", el cual ha sido reconocido y recomendado en todo el ámbito odontológico como el más efectivo para el cepillado manual y a la eliminación de las placas dentales. No obstante, su realización a mano resulta bastante difícil. El cepillo de Philips lo hará por ustedes, y con mayor rapidez.

Para conseguir una seguridad óptima para dientes y encías, el cepillo de dientes Philips no sólo va equipado con cerdas más suaves y finales redondeados, sino que al mismo tiempo incluye el sistema de "presión suave", que señala cuándo se aplica una presión excesiva al cepillarse (superior a 350 g). Ese exceso de presión puede perjudicar a las encías y tener un efecto abrasivo en los dientes, todo lo cual, a la larga, podría traducirse en una retracción de las primeras y un rayado de los segundos.

El Hidro impulsor

Tiene dos funciones: limpieza y cuidado. La boquilla es conmutable del modo de chorro fuerte pulsátil al de 8 chorros pulsátiles suaves.

El chorro fuerte tiene por objeto eliminar las partículas de alimentos y la placa de las zonas a las que no llegan los cepillos normales, p. ej., entre dos de ellos o entre los molares.

El modo de 8 chorros proporciona un masaje excelente para las encías. Dicho masaje activa la circulación sanguínea en ellas, lo que contribuye a mantenerlas sanas y fuertes.

PROPIEDADES

- Acción elíptica del cepillo según el método Bass
- Control de presión suave
- Cabeza del cepillo colocada en ángulo
- Cabeza pequeña
- Cerdas suaves con final redondeado
- Mango impermeable
- Sin cordón/recargable
- Carga inductiva sin contacto
- Piloto indicador de carga en el mango

BENEFICIOS

- : Eliminación más eficaz de la placa dental.
- : Mejor protección de dientes y encías.
- : Mejor cobertura.
- : Mejor cobertura.
- : Mejor eliminación de la placa dental y mejor protección.
- : Para su empleo en la ducha.
- : Libertad de empleo.
- : Sin corrosión en los contactos.
- : Control de carga más seguro.

El chorro de agua

- Modo de chorro simple pulsátil
- Modo de 8 chorros pulsátiles y suaves
- Gran depósito de agua
- Puede usarse elixir bucal

- : Eliminación de partículas y placa.
- : Masaje suave en las encías.
- : Mayor tiempo de empleo por sesión.
- : Aumenta la eficacia de la higiene.

ESPECIFICACIONES

- Carcasa impermeable
- 4 cepillos codificados en color
- Almacenamiento de los cepillos en la unidad de carga, libres de polvo
- Montaje en la pared
- Posibilidad de guardar cordón

- : Seguridad y facilidad de empleo y de limpieza (sacar la clavija del enchufe).
- : Uno para cada miembro de la familia.
- : Mejor higiene.
- : Comodidad.
- : Comodidad.

DATOS TECNICOS

- Tensión : 100-200 V o 220-240 V, 50-60 Hz.
- Consumo en carga : 20 W (puede enchufarse en la toma de la afeitadora).
- Duración de una carga : ± 40 minutos.
- Tiempo de carga estando vacía : ± 10 horas.
- Velocidad del cepillo elíptico : ± 2.500 r.p.m.
- Indicación presión excesiva : 300-400 g.
- Peso del mango : 160 g.
- Velocidad de impulsos : 800-2.500 imp./min.
- Salida máxima de agua : 420 ± 25 ml/min.
- Capacidad depósito de agua : 650 ml.
- Peso total de la unidad : 1.250 g.

EMBALAJE

- Dimensiones embalaje presentación : 28 × 23 × 14 cm.
- Peso embalaje presentación : 1.550 g.
- Unidad de embalaje : 3 aparatos.
- Dimensiones embalaje múltiple : 29 × 24 × 57 cm.
- Peso embalaje múltiple : 5.050 g

Especificaciones del producto sujetas a modificaciones sin previo aviso.