



Philips Sonicare AirFloss
Sonicare AirFloss

Oplaadbaar
met 3 mondstukken

AirFloss

HX8113/02

Philips AirFloss - Een gemakkelijker manier om te flossen

Verbetert de gezondheid van uw gebit op vriendelijke en effectieve wijze

Als u van flossen geen dagelijkse routine hebt gemaakt, worden de bacteriën tussen uw tanden niet goed verwijderd. De Philips Sonicare AirFloss helpt bij een grondige gebitsreiniging zonder gedoe met tandzijde.

Gebitsreiniging binnen 30 seconden

- Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken; net zo eenvoudig als een muisklik

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot wel 99% meer tandplak tussen de tanden*

Eenvoudig: richten en activeren

- Eenvoudig vulbaar reservoir
- Geleidetip voor eenvoudige plaatsing
- Met de Microburst-technologie reinigt u met één druk op de knop
- Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen
- Slank, gemakkelijk vast te houden handvat
- Geschikt voor standaard Sonicare-opladers
- Na twee weken opladen

PHILIPS
sonicare

Kenmerken

Eenvoudig vulbaar reservoir



Het eenvoudig vulbare reservoir gebruikt maar een klein beetje water voor minder geknoei. Vul het reservoir met mondspoeling voor een betere mondhygiëne.

Microburst-technologie



De Microburst-technologie geeft een korte stoot lucht en kleine waterdruppeltjes af om diep tussen de tanden te reinigen op plekken waar een tandenborstel niet kan komen

Verwijdert tot wel 99% meer tandplak


Deze Sonicare-tandenborstel verwijdert tot wel 99% meer tandplak tussen de tanden dan met een gewone tandenborstel; bewezen effectieve verbetering van de mondhygiëne.

Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken



Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken voor een eenvoudige reiniging in 60 seconden.

Klein, gebogen mondstuk



Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Slank, gemakkelijk vast te houden handvat



Moeiteloos te hanteren in de mond.

Geleidentip



Glijd met de geleidentip langs de tandvleesrand tot u voelt dat de tip tussen de tanden komt. De geleidentip biedt een gemakkelijke plaatsing zelfs bij de moeilijk bereikbare kiezen.

Geschikt voor Sonicare-opladers



U hebt maar één oplader nodig om uw Sonicare-producten op te laden.

Na twee weken opladen



U kunt de AirFloss twee weken gebruiken voordat u deze weer hoeft op te laden.

Specificaties

Gebruiksgemak

- Handvat: Slank, ergonomisch ontwerp
- Batterij-indicator: Het lampje in de aan-uitknop knippert om aan te geven dat de batterij moet worden opgeladen

Technische specificaties

- Batterij: Opladbaar
- Oplaadtijd: 24 uur
- Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 2 weken of 14 keer een volledig gebruik
- Gebruiksduur: Vervang het mondstuk iedere 6 maanden

Vermogen

- Voltage: Oplader voor verschillende voltages

Meegeleverde artikelen

- Reisoplader: 1

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Meegeleverde artikelen

- AirFloss-mondstuk: 3



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 7.3.1

EAN: 08 71010 36058 12

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Vergeleken met een gewone tandenborstel