

필립스 Sonicare
ProResults
소형 음파 칫솔모

1 팩

ProResults

HX6021

집중 세정

작은 칫솔모로 칫솔이 잘 닿지 않는 구석구석을 집중적으로 세정하기에 좋습니다.

입 안이 말끔해지는 기분

- 방사각 칫솔모로 더 넓은 부위를 세정할 수 있습니다.
- 자연스러운 치아 형태에 맞는 인체공학적 칫솔모
- 음파 진동을 최대화하는 칫솔모 디자인

닦기 힘든 부분까지 구석구석 집중적으로 세정하기 좋음

- 좁은 부위를 깨끗이 닦기 좋은 소형 칫솔모

성능을 최적화하는 디자인

- 칫솔모 교체 시기 알림 기능으로 더욱 효과적인 세정이 가능합니다

다양한 종류의 손잡이에 맞는 칫솔모

- 스냅형 칫솔모

PHILIPS
sonicare

sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

주요 제품

스냅형 칫솔모




쉬운 칫솔모 장착 및 손잡이 세척

방사각 칫솔모




방사각 칫솔모는 회전이 가능하므로 칫솔모의 곡선 표면 부분이 치아와 잇몸 표면에 더욱 밀착되며, 칫솔모의 크기를 늘리지 않고도 더 넓은 부위를 세정할 수 있습니다.

인체공학적 칫솔모



인체공학적 형태로 만들어진 필립스 Sonicare 전동 칫솔모가 자연스러운 치아 형태에 더 잘 맞습니다. 칫솔모 전체를 따라 인체공학적으로 디자인된 굴곡이 치아와 치아 사이의 모양에 들어맞으므로, 더 꼼꼼하게 세정할 수 있습니다.

세정 효과 최대화



정교한 디자인과 정밀 기술로 탄생한 필립스 Sonicare 교체 브러시가 음파 진동 및 유연성 있는 칫솔질 모드와 결합하여 완벽한 세정이 가능합니다.

칫솔모 교체 시기 알림 기능

칫솔모 교체 시기 알림 기능이 칫솔모 교체 시기를 알려줍니다. 칫솔모를 3개월 동안 일반적으로 사용하면 칫솔모가 마모되어 효과가 사라집니다. 칫솔모를 3개월에 한 번씩 교체하십시오.

소형 칫솔모

인체공학적 칫솔모의 작은 표면이 다른 소닉케어 칫솔모만큼 구석구석 닦아주면서도 닿기 힘든 문제의 부위까지 세정할 수 있게 도와줍니다. 플라그와 착색이 숨어 있을 수 있는 좁은 부위까지 놓치지 마세요.

사양

편리한 사용

- 다음 모델용 : 플렉스케어 +(FlexCare+), 플렉스케어 (FlexCare), 헬시화이트 (HealthyWhite), 하이드로클린 (HydroClean), 이지클린 (EasyClean)

기술 사양

- 작동 시간 : 최상의 효과를 위해 3개월에 한 번 칫솔모를 교체하십시오.

크기 및 무게

- 칫솔모 포장 규격 : 18.3 H x 6.3 W x 4.8 D cm
- 칫솔모 포장 무게 : 0.026 kg

구성품

- 휴대용 위생 캡 : 1 개입

