



USING / Utilisation / Uso



TRAVELING WITH YOUR PHILIPS SONICARE / Emmener votre brosse Philip Sonicare en voyage / Viajando con su Philips Sonicare



Philips Sonicare DiamondClean Quick start guide




Please refer to the user manual for
IMPORTANT SAFEGUARDS

Reportez-vous au mode d'emploi pour
consulter les MISES EN GARDE IMPORTANTES.

Consulte el manual del usuario para obtener
información sobre las PRECAUCIONES IMPORTANTES

PHILIPS
sonicare

CONTENT / Contenu / Contenido



- 1 Hygienic travel cap/
Capuchon de protection hygiénique/
Capuchón higiénico de viaje
- 2 Brush head with unique identifier/
Tête de brosse avec système d'identification/
Cabeza de cepillo con identificador único
- 3 Handle with ergonomic shape/
Manche ergonomique/
Mango con forma ergonómica
- 4 Recessed power on/off button/
Bouton marche/arrêt encastré/
Botón de encendido/apagado empotrado
- 5 Hidden brushing mode display/
Affichage du mode de brossage masqué/
Monitor de modo de cepillado oculto
- 6 Charge indicator/
Indicateur de charge/
Indicador de carga
- 7 Charging glass (select models)/
Verre chargeur (certains modèles)/
Cristal de carga (seleccione modelos)
- 8 Charging base/
Base de recharge/
Base de carga
- 9 Charging travel case/
Étui de transport de recharge/
Funda de carga de carga
- 10 USB wall adapter/
Adaptateur mural USB/
Adaptador de pared USB
- 11 USB cord/
Cordon USB/
Cable USB


Note:

The content of the box may vary based on the model purchased

Le contenu de la boîte peut varier selon le modèle acheté

El contenido de la caja puede variar en función del modelo que adquiera

BEFORE FIRST USE / Avant la première utilisation / Antes del primer uso




Review your user manual for additional instructions

Reportez-vous au mode d'emploi pour consulter des instructions complémentaires.

Para más información, revise el manual de usuario

REPLACEMENT BRUSH HEADS / Têtes de brosse de rechange / Reemplazo de las cabezas del cepillo



Replace brush head every 3 months for optimal results

Pour obtenir des résultats optimaux, remplacez les têtes de brosse Philips Sonicare au moins tous les 3 mois.

Sustituya los cabezales del Philips Sonicare cada 3 meses para conseguir resultados óptimos.

