




USING / Brug / Käyttäminen / Bruk / Användning



TRAVELING WITH YOUR PHILIPS SONICARE / På rejse med Philips Sonicare / Philips Sonicare mukana matkalla / Reise med Philips Sonicare / Resa med Philips Sonicare



REPLACEMENT BRUSH HEADS / Børstehoveder til udskiftning Vaihtoharjaspäät / Utskiftbare børstehoder / Ersättningsborsthuvuden



Replace brush head every 3 months for optimal results

Udskift Philips Sonicare-børstehovederne hver 3. måned for at opnå det bedste resultat

Vaihda Philips Sonicare -harjaspää kolmen kuukauden välein, jotta harjaustulos säilyy hyvänä.

Bytt Philips Sonicare-børstehoder hver tredje måned for å få best mulig resultat.

För bästa resultat bör du byta ut borsthuvudet på Philips Sonicare var tredje månad.

Philips Sonicare DiamondClean Quick start guide



Please refer to the user manual for
IMPORTANT SAFEGUARDS

Du finder VIGTIGE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER
i brugervejledningen


Perehdy käyttöoppaassa oleviin
TÄRKEISIIN TURVALLISUUSTIETOIHIN

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK
er beskrevet i brukerhåndboken

Information om VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER
finns i användarhandboken.

PHILIPS
sonicare

CONTENT / Indhold / Sisältö / Innhold / Innehåll




Note:

The content of the box may vary based on the model purchased
Indholdet af æsken kan variere alt efter den købte model
Pakkauksen sisältö saattaa vaihdella malleittain
Innholdet i esken kan variere basert på modellen du kjøper
Innehållet i förpackningen kan variera beroende på modellen

- | | |
|---|--|
| 1 Hygienic travel cap/
Hygiejnisk beskyttelseshætte
Hygieeninen suojus
Hygienisk reisedeksel
Hygieniskt reseskydd | 7 Charging glass (select models)/
Opladerglas (udvalgte modeller)
Latauslasi (vain tietyissä malleissa)
Ladeglass (utvalgte modeller)
Laddningsglas (vissa modeller) |
| 2 Brush head with unique identifier/
Børstehoved med unik identifikator
Harjaspäässä ainutlaatuinen tunnus
Børstehode med unik identifisering
Borsthuvud med unik identifierare | 8 Charging base/
Opladeenhed
Latausalusta
Ladebase
Laddningsenhet |
| 3 Handle with ergonomic shape/
Håndgreb med ergonomisk form
Ergonomisesti muotoilu runko
Håndtak med ergonomisk form
Handtag med ergonomisk form | 9 Charging travel case/
Opladeretui
Matkalatauskotelo
Reiseetui for lading
Resefodral för laddare |
| 4 Recessed power on/off button/
Forsænket on/off-knap
Upotettu käynnistyspainike
Nedsenket av/på-knapp
Nedsänkt på/av-knapp | 10 USB wall adapter/
USB-vægadapter
USB-sovitin
USB-veggadapter
USB-väggadapter |
| 5 Hidden brushing mode display/
Skjult børsteindstillingsvisning
Piilotettu harjaustilanäyttö
Skjult skjerm for pussemodus
Dold borstningslägesskärn | 11 USB cord/
USB-ledning
USB-johto
USB-ledning
USB-kabel |
| 6 Charge indicator/
Opladningsindikator
Latauksen merkkiävalo
Ladeindikator
Laddningsindikator | |

BEFORE FIRST USE / Før apparatet tages i brug / Käyttöönotto / Før bruk første gang / Före första användningen



Review your user manual for additional instructions

Læs brugervejledningen for at få yderligere instruktioner

Lisäohjeita on käyttöoppaassa.

Se brukerhåndboken for mer informasjon

Ytterligere instruksjoner finns i användarhandboken