



フィリップス ソニック
アー FlexCare Platinum
ソニックアー フレック
スケアープラチナ

3つのモード、3段階の強さ設
定

ブラシヘッド2本付属
過圧防止センサー

FlexCare Platinum



HX9135/29

歯周病の原因菌を含む歯垢を手磨きの10倍除去*

10倍の歯垢除去効果と健康な歯ぐきのために*

フレックスケアー プラチナは、高い洗浄力とやさしい磨き心地で歯と歯ぐきを守ります。アダプティブクリーン ブラシヘッドと過圧防止センサーが、優れた歯垢除去効果とやさしい磨き心地を実現します。

フィリップス ソニックアーシリーズの中でも高い洗浄力

- アダプティブクリーンブラシでしっかりやさしくクリーニング
- 歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかりクリーニング
- 独自開発? 音波水流で歯間の歯垢を除去

便利な機能

- 強すぎるブラッシングをお知らせ
- 磨き時間をタイマーでお知らせ

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- 3段階の強さ設定と3つのモードで合計9通りの磨き方が可能に。
- 歯垢を掻き出すディープクリーンモード

ライフスタイルにフィット

- 1回の充電で約3週間使用可能
- 持ち運びに便利なトラベルケース

PHILIPS

sonicare

特長

磨き方を問わずしっかりクリーニング




今までのブラシヘッドに比べ、歯に触れる表面積が約4倍** 歯と歯ぐきにフィットすることで、より奥深くまでクリーニングでき、ソニックケア史上最高の歯垢除去力***を実現しました。

アダプティブクリーンブラシヘッド




アダプティブクリーンブラシヘッドは、1人1人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形します。ゴム製なので歯の表面のカーブにぴったりとフィットします。歯に触れる表面積が約4倍、歯肉腺や歯間の歯垢を最大10倍除去。ブラシが歯ぐきに沿うので、過剰なブラッシング圧力が吸収され、歯ぐきを痛めません。

過圧防止センサー



歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。

1人1人に合ったブラッシング方法



9通りの組み合わせから自分好みに。ブラッシングモードから「クリーン」「ホワイト」「ディープクリーン」、強さの設定から「強（ノーマル）」「中（センシティブ）」「弱（エキストラソフト）」をそれぞれ選び、ご自身にあったブラッシングモードの設定が可能です。

ディープクリーンモード



磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

独自開発? 音波水流



1分間に31,000回的高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。

歯間と歯肉縁をしっかりとやさしく磨きます。

カドベーターとスマートタイマー



カドベーターは磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下?表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する2分間のブラッシング時間をお知らせします。

長時間使用可能なバッテリー



フレックスケアプラチナは、満充電後、約3週間使用できます（一般的な使用回数の場合）。

トラベルケースと充電器



フレックスケアプラチナには、収納・携帯に便利なトラベルケースとコンパクトな携帯用充電器が付属、どこにでも持ち運び便利です。

仕様

モード

- クリーン：歯をキレイに
- ホワイト：自然な白さへ
- ディープクリーン：歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
- 3段階の強さ設定：弱，中，強

内容

- ハンドル：フレックスケアプラチナ 1本
- ブラシヘッド：アダプティブクリーン（レギュラー）1本，センシティブ（コンパクト）1本
- 充電器：1個
- トラベルケース：1個

デザインと仕上げ

- 色：ホワイト

洗浄性能

- ブラシ振動数：最大 31,000 ストローク / 分

使いやすさ

- ブラシヘッドの方式：簡単なはめ込み式ブラシヘッド
- 使用時間：約 3 週間 ****
- 充電表示ランプ：ランプで充電電池残量を表示
- ハンドル：人間工学に基づいたスリムなデザイン

仕様

- 充電方式：充電式
- 電池の種類：リチウムイオン充電電池

電源

- 対応電圧：100-240V（海外電圧対応可能）

サービス

- 本体 2 年間保証：○



発行日 2017-06-09

バージョン：2.0.1

EAN: 08 71010 37800 45

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com

** アダプティブクリーンブラシヘッド使用時 / 手磨きと比べ / Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins VV, Data on file, 2014** ダイヤモンドクリーンブラシヘッドとの比較。フィリップス調べ（2015 年）*** フィリップスソニックケアシリーズ製品内において（2015 年 5 月時点）**** クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回