

# PHILIPS

## sonicare

Kompaktna glava  
zobne ščetke Sonicare

ProResults

1 v paketu

HX6021



## Usmerjena čistoča

### Pritrdljiva glava električne zobne ščetke Sonicare

Z manjšo nadomestno glavo za električno zobno ščetko Philips Sonicare HX6021/05 lahko ščetko enostavno upravljate in jo usmerite na področja, ki jih je težko doseči.

#### **Popolnoma čist občutek v vaših ustih**

- Poševne in krožno prerezane ščetine povečajo območje čiščenja
- Zaobljene ščetine se prilegajo naravni obliki zob
- Oblika glave ščetke izboljša zvočno gibanje

#### **Ščetko enostavno usmerite na težko dosegljiva področja**

- Majhne glave ščetke omogočajo čiščenje tudi zelo ozkih mest med zobmi

#### **Omogoča izboljšano delovanje**

- Ščetine s prikazom obrabljenosti poskrbijo za učinkovito čiščenje

#### **Glava ščetke ustreza različnim ročajem**

- Pritrdljiva glava ščetke

## Značilnosti

### Pritrdljiva glava ščetke



Enostavna namestitve glave ščetke in čiščenje ročaja

### Poševne in krožno prirezane ščetine



Poševne in krožno prirezane ščetine omogočajo zaobljeno območje čiščenja in pri krožnih gibih glave ščetke zagotavljajo stik s površino zob in dlesni ter tako pri isti velikosti glave očistijo večjo površino.

### Zaobljene ščetine



Ščetine elektronske zobne ščetke Philips Sonicare so prirezane v zaobljen vzorec in se tako prilegajo naravni obliki zob. Ergonomsko oblikovani vrhovi in vbočeni predeli po dolžini


glave ščetke se prilegajo topografiji zob in dosega tudi prostore med zobmi, zato med ščetkanjem ne boste izpustili nobenega mesta.

### Izboljšano čiščenje



Premišljena zasnova in natančna izdelava zagotavljata popolno čiščenje, ko te nadomestne glave ščetke Philips Sonicare uporabljate skupaj z zvočnim gibanjem in prilagodljivimi načini ščetkanja.

### Prikaz izrabljenosti



Posebne ščetine vas opomnijo, kdaj je treba zamenjati glavo ščetke. Po treh mesecih običajne uporabe se ščetine izrabijo, zato se zmanjša učinkovitost ščetke. Glavo ščetke zamenjajte vsake 3 mesece.

### Majhne glave ščetke

Zaobljena oblika ščetin na manjši površini prav tako temeljito čisti kot druge glave ščetk Sonicare in z njo lahko dosežete težavne predele, na katere vas je opozoril zobozdravnik. S tako oblikovano ščetko lahko dosežete ozka mesta med zobmi, kjer se nabirajo zobne obloge in nastajajo madeži.

## Specifikacije

### Enostavna uporaba

**Primerno za te modele:** FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean

### Tehnične specifikacije

**Čas delovanja:** Za optimalne rezultate priporočamo, da glavo ščetke menjate vsake tri mesece.

**Zamenjava:** Ščetine s prikazom izrabljenosti zbledijo, ko je glavo treba zamenjati.

### Teža in dimenzije

**Dimenzije embalaže glave ščetke:** 21,6 (V) x 7,0 (Š) x 2,2 (G) cm

**Teža embalaže glave ščetke:** 0,03 kg

### Priloženi predmeti

**Higienski potovalni pokrovček:** 1 kosov

