

PHILIPS


sonicare

Kompaktne glave
zobne ščetke Sonic

ProResults

3 v paketu

HX6023



Usmerjena čistoča

Pritrdljiva glava električne zobne ščetke Sonicare

Z manjšo glavo električnih zobnih ščetk Philips Sonicare H6023/05 lahko ščetko enostavno upravljate in jo usmerite na področja, ki jih je težko doseči.

Popolnoma čist občutek v vaših ustih

- Poševne in krožno prirezane ščetine povečajo območje čiščenja
- Zaobljene ščetine se prilagajajo naravni obliki zob
- Oblika glave ščetke izboljša zvočno gibanje

Ščetko enostavno usmerite na težko dosegljiva področja

- Majhne glave ščetke omogočajo čiščenje tudi zelo ozkih mest med zobmi

Omogoča izboljšano delovanje

- Ščetine s prikazom obrabljenosti poskrbijo za učinkovito čiščenje

Glava ščetke ustreza različnim ročajem

- Pritrdljiva glava ščetke

Značilnosti

Pritrdljiva glava ščetke



Enostavna namestitve glave ščetke in čiščenje ročaja

Poševne in krožno prirezane ščetine



Poševne in krožno prirezane ščetine omogočajo zaobljeno območje čiščenja in pri krožnih gibih glave ščetke zagotavljajo stik s površino zob in dlesni ter tako pri isti velikosti glave očistijo večjo površino.

Zaobljene ščetine



Ščetine elektronske zobne ščetke Philips Sonicare so prirezane v zaobljen vzorec in se tako prilegajo naravni obliki zob. Ergonomsko oblikovani vrhovi in vbočeni predeli po dolžini


glave ščetke se prilegajo topografiji zob in dosega tudi prostore med zobmi, zato med ščetkanjem ne boste izpustili nobenega mesta.

Izboljšano čiščenje



Premišljena zasnova in natančna izdelava zagotavljata popolno čiščenje, ko te nadomestne glave ščetke Philips Sonicare uporabljate skupaj z zvočnim gibanjem in prilagodljivimi načini ščetkanja.

Prikaz izrabljenosti



Posebne ščetine vas opomnijo, kdaj je treba zamenjati glavo ščetke. Po treh mesecih običajne uporabe se ščetine izrabijo, zato se zmanjša učinkovitost ščetke. Glavo ščetke zamenjajte vsake 3 mesece.

Majhne glave ščetke

Zaobljena oblika ščetin na manjši površini prav tako temeljito čisti kot druge glave ščetk Sonicare in z njo lahko dosežete težavne predele, na katere vas je opozoril zobozdravnik. S tako oblikovano ščetko lahko dosežete ozka mesta med zobmi, kjer se nabirajo zobne obloge in nastajajo madeži.

Specifikacije

Enostavna uporaba

Primerno za te modele: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

Tehnične specifikacije

Čas delovanja: Za optimalne rezultate priporočamo, da glavo ščetke menjate vsake tri mesece.

Nadomestno: Ščetine s prikazom izrabljenosti zbledijo, ko je glavo treba zamenjati.

Teža in dimenzije

Dimenzije embalaže glave ščetke: 21,6 (V) x 7,0 (Š) x 2,2 (G) cm

Teža embalaže glave ščetke: 0,056 kg

Priloženi predmeti

Higienski potovalni pokrovček: 3 kos

