

PHILIPS

sonicare

ソニックケア フレックス
ケアプラチナ

FlexCare Platinum

3つのモード、3段階の強さ設定

ブラシヘッド1本付属

過圧防止センサー

HX9101/41



自分の歯と歯ぐきに合わせた磨き方をしたい方へ 3つのモードと3段階の強さ設定付き

紫外線除菌機付きで、毎日お口に入れる歯ブラシを清潔に保ちます。

お口の健康を推進

- ・ 手磨きより多くの歯垢を除去
- ・ 歯ぐきの健康を推進
- ・ やさしく安心

ブラッシングを最適化

- ・ 3つのモード、3段階の強さ設定
- ・ 音波水流で歯間の歯垢を除去
- ・ 紫外線除菌機でブラシヘッドを清潔に

優れた洗浄能力

- ・ 歯垢を掻き出すディープクリーンモード

使いやすさ重視の設計

- ・ 強すぎるブラッシングをお知らせ
- ・ 磨き時間をタイマーでお知らせ



asimpleswitch.com


特長

手磨きより多くの歯垢を除去




密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。

歯ぐきの健康を推進



約2週間で歯ぐきの健康を推進。健康的な笑顔を手に入れることができます。

3つのモード、3段階の強さ設定



9通りの組み合わせから自分好みに。ブラッシングモードから「クリーン」「ホワイト」「ディープクリーン」、強さの設定から「強」「中」「弱」をそれぞれ選び、ご自身にあったブラッシングモードの設定が可能です。

歯垢を掻き出すディープクリーンモード



磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験

できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

強すぎるブラッシングをお知らせ



歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。

音波水流で歯間の歯垢を除去



1分間に約31,000回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁をしっかりとやさしく磨きます。

磨き時間をタイマーでお知らせ



カドベーターは磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する2分間のブラッシング時間をお知らせします。

やさしく安心



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、虫歯対策や歯周病対策にも使用でき、やさしく磨けます。

紫外線除菌機でブラシヘッドを清潔に

紫外線除菌機を使うと最大99%*の細菌を除菌できるため、ブラシヘッドをいつでも衛生的に保つことができます。



asimpleswitch.com

フィリップスのグリーンロゴ

フィリップスのグリーンプロダクトは、フィリップスのグリーン・フォーカル・エリア（エネルギー効率、パッケージ、有害物質、重量、リサイクルと廃棄、寿命信頼性）でコスト、エネルギー消費、CO2排出量の削減を実現し、お客様、ユーザーの方々、そして社会に対して環境改善面で大きく貢献しています。

仕様

モード

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

ディープクリーン: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

内容

ハンドル: フレックスケアプラチナ 1本

ブラシヘッド: プロリザルツ (レギュラー) 1本

紫外線除菌器: 1個

充電器: 1個

デザインと仕上げ

色: ホワイト

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン

仕様

電源方式: 充電式

使用時間: 約 3 週間**

電池の種類: リチウムイオン充電電池

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

サービス

本体 2 年間保証: ○

