

# PHILIPS


## sonicare

Capete standard de  
periuță de dinți Sonic

ProResults

pachet de 3 bucăți

HX6013



## Curățare generală

Cap periuță de dinți electrică cu aplicare rapidă

Suprafața mai mare și perii conturați ai periiilor de schimb Philips Sonicare HX6013/05 curăță riguros și masează dinții și gingiile.

### **Senzație de curățare temeinică în gură**

- Perii oblici tăiați radial extind zona de acoperire
- Perii conturați se potrivesc formei naturale a dinților dvs.
- Designul capului de periere maximizează mișcarea sonică

### **Concepută pentru a optimiza performanța**

- Perii cu rol de reamintire asigură faptul că obțineți o curățare eficientă

### **Un cap de periere adecvat pentru mai multe mâner**

- Cap de periere cu aplicare rapidă

## Repere

### Cap de periere cu aplicare rapidă



Poziționare a capului de periere și curățare a mânerului ușoare

### Peri oblici tăiați radial



Zona de acoperire curbată oferită de peri oblici, tăiați radial ajută la menținerea contactului cu suprafețele dinților și gingiilor atunci când capul pivotează, acoperind o suprafață mai mare fără să fie necesară creșterea dimensiunilor capului periuței.

### Peri conturați



Perii acestei periuțe electrice de dinți Philips Sonicare sunt tăiați într-o formă conturată pentru a se potrivi formei naturale a dinților.


Zonele ridicate și coborâte de-a lungul capului periuței au un design ergonomic, care urmărește conturul dinților dvs. și se potrivesc perfect spațiilor dintre dinți, fiind mai puțin probabilă omiterea unor spații în timpul periajului.

### Maximizați performanța de curățare



Designul ergonomic și ingineria de precizie asigură că, atunci când aceste peri de înlocuire Philips Sonicare se combină cu mișcarea sonică și cu modulele flexibile de periere, obțineți o curățare temeinică.

### Peri cu rol de reamintire



Perii cu rol de reamintire vă permit să vă dați seama când trebuie înlocuit capul de periuță. După trei luni de utilizare normală, perii dau semne de oboseală, iar capetele de periuță sunt mai puțin eficiente. Înlocuiți capetele de periuță la fiecare 3 luni.

## Specificații

### Ușor de utilizat

Adecvat pentru aceste modele: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

### Specificații tehnice

**Durată de funcționare:** Pentru rezultate optime, se recomandă un nou cap de periere la fiecare trei luni.

**Înlocuire:** Peri cu rol de reamintire se tocesc atunci când este necesară înlocuirea.

### Greutate și dimensiuni

**Dimensiuni ambalaj cap de periere:** 21,6 î x 7,0 l x 2,2 a cm

**Greutate ambalaj cap de periere:** 0,056 kg

### Articole incluse

Capac igienic pentru călătorii: 3 buc.

### Caracteristici

Cap de periere ProResults

### Caracteristici suplimentare

Cap de periere conturat

