

# PHILIPS

## sonicare

Niewielka główka  
szczoteczki Sonicare

ProResults

1 sztuka w opakowaniu

HX6021



## Czyszczenie określonych obszarów

Główka elektrycznej szczoteczki Sonicare mocowana na zatrzask

Mniejszy rozmiar wymiennych główek elektrycznej szczoteczki Philips Sonicare HX6021/05 ułatwia manewrowanie szczoteczką w trudno dostępnych miejscach.

### Uczucie czystości w jamie ustnej

- Ustawione pod kątem, promieniowo przycięte włosie powiększa powierzchnię czyszczenia
- Wyprofilowane włosie dopasowuje się do kształtu zębów
- Konstrukcja główki szczoteczki maksymalizuje działanie szczoteczki

### Łatwe manewrowanie pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc

- Mała główka szczoteczki pomaga dotrzeć do zakamarków jamy ustnej

### Konstrukcja zapewniająca optymalną skuteczność

- Włoski sygnalizujące zużycie zapewniają skuteczne czyszczenie

### Główka szczoteczki pasująca do wielu rodzajów rączek

- Główka szczoteczki zakładana na zatrzask

## Zalety

### Główka szczoteczki zakładana na zatrask



Łatwe zakładanie główki i czyszczenie rączki

### Ustawione pod kątem, promieniowo przycięte włosie



Wygięta powierzchnia główki szczoteczki stworzona przez ustawione pod kątem, promieniowo przycięte włosie pomaga utrzymywać kontakt z zębami i dziąsłami, a główka szczoteczki obraca się, dzięki czemu czyści większą powierzchnię przy zachowaniu tego samego rozmiaru główki szczoteczki.

### Wyprofilowane włosie



Włosie elektrycznej szczoteczki Philips Sonicare jest przycięte i wyprofilowane w taki sposób, aby pasowało do kształtu zębów. Dłuższe i krótsze włosie na całej długości główki szczoteczki zostało ergonomicznie zaprojektowane, aby wchodziło między zęby,


dzięki czemu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo ominięcia niektórych miejsc podczas szczotkowania.

### Maksymalna skuteczność czyszczenia



Przemysłana konstrukcja i precyzyjne wykonanie sprawia, że te wymienne szczoteczki Philips Sonicare w połączeniu z ruchem ultradźwięków i elastycznymi trybami szczotkowania gwarantują dokładne czyszczenie.

### Włoski sygnalizujące zużycie



Włoski te sygnalizują konieczność wymiany szczoteczki. Po trzech miesiącach normalnego używania na włoskach pojawiają się ślady zużycia, co oznacza, że główka szczoteczki jest coraz mniej skuteczna. Główną należy wymieniać co 3 miesiące.

### Mała główka szczoteczki

Wyprofilowane włosie na mniejszej powierzchni główki czyści równie dokładnie, jak inne główki szczoteczki Sonicare, jednak pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, na które zwracają uwagę dentyści. Konstrukcja ta pomaga czyścić zakamarki jamy ustnej, w których mogą się ukrywać kamień nazębny i przebarwienia.

## Dane techniczne

### Łatwa obsługa

**Pasujące modele:** FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean

### Specyfikacja techniczna

**Czas działania:** Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy wymieniać główkę szczoteczki co trzy miesiące

**Wymiana:** Kiedy trzeba dokonać wymiany, włoski sygnalizujące zużycie blakną.

### Waga i wymiary

**Wymiary opakowania główki szczoteczki:** 21,6 (wys.) x 7,0 (szer.) x 2,2 (głęb.) cm

**Waga opakowania główki szczoteczki:** 0,03 kg

### Elementy zestawu

**Higieniczna nasadka na podróż:** 1 szt.

