

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ダイヤモンドクリーン スマート

DiamondClean
Smart

最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド

ブラシヘッド交換時期お知らせ機能

ブラシヘッド認識機能

5つのモード、3段階の強さ設定



HX9964/55



ソニックケア史上最高*1のブラッシング体験をあなたに！

より優れたブラッシング体験を実現

ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアを実現する高性能電動歯ブラシです。4種類の高性能ブラシヘッドがお口の健康をサポートします。

より優れたブラッシング体験を実現

- ・ 歯垢をしっかり除去
- ・ 歯ぐきをケア
- ・ 自然な白い歯へ
- ・ 舌磨きブラシヘッド

ソニックケアアプリと連動し、最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド

- ・ 磨き方をサポート
- ・ 問題がある箇所に注目、目標を設定
- ・ 過圧防止センサー機能
- ・ ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ
- ・ 磨き残しを見つけてしっかり磨き上げる

ブラッシングを最適化

- ・ ブラシヘッド認識機能
- ・ ブラシヘッド交換時期お知らせ機能
- ・ 5つのモード、3段階の強さ設定



asimpleswitch.com


特長

歯垢をしっかり除去




高い歯垢除去力を体験するには、プレミアムクリーンブラシヘッドを取り付けましょう。ゴム製の柔軟な側部が歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大4倍に。^{*5} 届きにくい部分の歯垢も最大10倍除去することができます。^{*2}

歯ぐきをケア



歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。

自然な白い歯へ




歯の表面のステインを除去し、白い歯で輝く笑顔を手に入れるには、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けましょう。密集した中央のステイン除去ブラシが、ステインを落として自然な白い歯に導きます。

舌磨きブラシヘッド




200個以上のマイクロの凹凸が舌の汚れをやさしく除去し、口臭をケアします。

問題がある箇所に注目、目標を設定



アプリの3D口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。

磨き方をサポート




位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。

ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ



ブラッシングはハンドルに任せてしまいましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さは好みで変更可能）



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

フィリップスのグリーンロゴ

フィリップスのグリーンプロダクトは、フィリップスのグリーン・フォーカル・エリア（エネルギー効率、パッケージ、有害物質、重量、リサイクルと廃棄、寿命信頼性）でコスト、エネルギー消費、CO2排出量の削減を実現し、お客様、ユーザーの方々、そして社会に対して環境改善面で大きく貢献しています。

仕様

モード

クリーン: 基本のブラッシングモード

ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ディープクリーンプラス: 心地よい振動で歯垢をしっかりと除去

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を

舌磨き: きれいな息が長続き

3段階の強さ設定: 強, 中, 弱

内容

ハンドル: ダイヤモンドクリーン スマート 1本

ブラシヘッド: プレミアムクリーンブラシヘッド (ブラック) 1本, プレミアムガムケアブラシヘッド (ブラック) 1本, プレミアムホワイトブラシヘッド (ブラック) 1本, 舌磨きブラシヘッド (ブラック) 1本

ブラシヘッドホルダー: 1個

充電器用グラス・充電器台: 1個

トラベルケース: USB 充電トラベルケース 1個

ブラシヘッド認識機能

プレミアムクリーンブラシヘッド: クリーンモードを自動選択

プレミアムガムケアブラシヘッド: ガムヘルスモードを自動選択

プレミアムホワイトブラシヘッド: ホワイトプラスモードを自動選択

舌磨きブラシヘッド: 舌磨きモードを自動選択

アプリ対応

Bluetooth®: Philips Sonicare アプリに接続*6

対応OS

Android: Android 4.4 以上, (Bluetooth 4.0 以降搭載機種)

iOS: iOS 9.3 以上 (iPhone6 以降)

デザイン

色: ルナーブルー

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

使いやすさ

ブラシヘッドの方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ブラシヘッド自動認識: ○ ※RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン

仕様

電源方式: 充電式

電池の種類: リチウムイオン充電電池

使用時間: 約 2 週間*7

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

サービス

本体 2 年間保証: ○



* 1 モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較
* 2 プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014
* 3 電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します
* 4 米国での調査。代表的な市販のホワイトニング用歯磨き粉を使用。ホワイトプラスモード使用時
* 5 ダイヤモンドクリーンブラシヘッドと比べた場合
* 6 Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V. またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。* 7 クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回