

PHILIPS

sonicare

Standard-Bürstenkopf
für Schallzahnbürste

ProResults

3er-Pack

HX6013



Gründliche Reinigung

Aufsteckbarer Bürstenkopf für elektrische Zahnbürste

Mit der großen Fläche und den konturierten Borsten der Philips Sonicare HX6013/05 Ersatzbürstenköpfe reinigen Sie Ihre Zähne gründlich massieren das Zahnfleisch.

Angenehm sauberes Gefühl im Mund

- Abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten vergrößern Reinigungsbereich
- Konturangepasste Borsten für eine Anpassung an die natürliche Form Ihrer Zähne
- Spezielles Bürstenkopfdesign und Schalltechnologie

Für eine hervorragende Leistung

- Reminder-Borsten sorgen für eine effektive Reinigung.

Bürstenkopf passend für unterschiedliche Handstücke

- Aufsteckbarer Bürstenkopf

Besonderheiten

Aufsteckbarer Bürstenkopf



Einfache Positionierung des Bürstenkopfes und Reinigung des Griffstücks

Abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten



Der durch abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten geschwungene Oberflächenbereich sorgt dafür, dass der Kontakt zur Zahnoberfläche und dem Zahnfleisch erhalten bleibt, während der Bürstenkopf sich bewegt. So wird eine besonders große Fläche gereinigt, ohne dass ein größerer Bürstenkopf erforderlich ist.

Konturangepasste Borsten



Die Borsten der Philips Sonicare elektrischen Zahnbürste sind so abgeschnitten, dass sich ihre Kontur an die natürliche Form Ihrer Zähne


anpasst. Die unterschiedlichen Höhen der Borsten des Bürstenkopfes sind speziell nach ergonomischen Gesichtspunkten angeordnet, um sich der natürlichen Form Ihrer Zähne anzupassen und die Zwischenräume für eine gründliche Reinigung gut zu erreichen.

Maximale Reinigungsleistung



Dank des durchdachten Designs und der präzisen Technik der Philips Sonicare Ersatzbürstenköpfe wird durch die Kombination mit der Schalltechnologie und den flexiblen Reinigungsstufen eine gründliche Reinigung ermöglicht.

Reminder-Borsten



Die Reminder-Borsten erinnern Sie daran, den Bürstenkopf rechtzeitig auszutauschen. Nach drei Monaten normaler Verwendung zeigen Borsten Abnutzungserscheinungen, und Bürstenköpfe reinigen weniger gründlich. Tauschen Sie daher alle drei Monate die Bürstenköpfe aus.

Daten

Einfach zu bedienen

Für folgende Modelle geeignet: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, EasyClean, EasyClean, DiamondClean

Technische Daten

Betriebszeit: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, den Bürstenkopf alle drei Monate auszuwechseln.

Ersatz: Reminder-Borsten verblassen, wenn ein Austausch erforderlich ist

Gewicht und Abmessungen

Abmessungen der Bürstenkopf-Verpackung:

21,6 x 7,0 x 2,2 (H x B x T) cm

Gewicht der Bürstenkopf-Verpackung:

0,056 kg

Mitgelieferte Artikel

Hygienische Schutzkappe: 3 Stck.

Ausstattung

ProResults-Bürstenkopf

Weitere Funktionen

Wellenförmige Bürstenköpfe

