

PHILIPS

sonicare

Стандартные насадки для
звуковой зубной щетки

Sensitive

2 шт. в упаковке



HX6052



Мягкая чистка

Насадка для зубной щетки Sonicare с мягкой щетиной

Сменная насадка для электрической зубной щетки Sonicare. Мягкое воздействие на зубы и десны. Эффективное удаление зубного налета.

Самая мягкая чистящая насадка в линейке Philips Sonicare

- Инновационная чистящая насадка обеспечивает мягкую чистку
- Ультрамягкие щетинки для более тщательной и бережной чистки

Разработана для достижения наилучшего результата

- Индикаторные щетинки обеспечивают эффективность чистки

Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

- Сменная насадка

Мягкая, но эффективная чистка

- Бережное удаление налета для абсолютной чистоты и ощущения гладкости зубов


Особенности

Сменная насадка



Удобная установка насадки и очистка ручки щетки

Индикаторные щетинки



По индикаторным щетинкам можно легко определить, когда необходимо заменить насадку. Через три месяца регулярного использования щетинки изнашиваются, и эффективность чистки снижается. Меняйте насадки каждые 3 месяца.

Бережное удаление налета

Бережное удаление налета для абсолютной чистоты и ощущения гладкости зубов.

Инновационная чистящая насадка

Инновационная чистящая насадка обеспечивает бережную чистку — идеальна для чувствительных зубов и десен.

Ультрамягкие щетинки

Ультрамягкие щетинки, расположенные в центре, на 25 % мягче, чем в чистящей насадке ProResults. Это гарантирует тщательную и бережную чистку.

Характеристики

Удобство использования

Подходит для этих моделей: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, DiamondClean, EasyClean, HydroClean
Система чистящих насадок: Удобные пристегивающиеся чистящие насадки для оптимального соблюдения гигиены

Технические характеристики

Время работы: Для получения оптимальных результатов насадку на зубную щетку рекомендуется менять каждые три месяца.

