

PHILIPS

sonicare

일반형 음파 칫솔모

ProResults

3팩

HX6013



전반적인 세정

넓어진 면적과 입체 칫솔모가 치아와 잇몸을 깨끗하게 세정하고 마사지해 줍니다.

입 안이 말끔해지는 기본

- 방사각 칫솔모로 더 넓은 부위를 세정할 수 있습니다.
- 자연스러운 치아 형태에 맞는 인체공학적 칫솔모
- 음파 진동을 최대화하는 칫솔모 디자인

성능을 최적화하는 디자인

- 칫솔모 교체 시기 알림 기능으로 더욱 효과적인 세정이 가능합니다

다양한 종류의 손잡이에 맞는 칫솔모

- 스냅형 칫솔모

주요 제품

사양

스냅형 칫솔모



쉬운 칫솔모 장착 및 손잡이 세척

세정 효과 최대화




정교한 디자인과 정밀 기술의 칫솔모가 음파 진동 및 유연성 있는 칫솔질 모드와 결합하여 완벽한 세정이 가능합니다.

방사각 칫솔모



방사각 칫솔모는 회전이 가능하므로 칫솔모의 곡선 표면 부분이 치아와 잇몸 표면에 더욱 밀착되며, 칫솔모의 크기를 늘리지 않고도 더 넓은 부위를 세정할 수 있습니다.

칫솔모 교체 시기 알림 기능



칫솔모 교체 시기 알림 기능이 칫솔모 교체 시기를 알려줍니다. 칫솔모를 3개월 동안 일반적으로 사용하면 칫솔모가 마모되어 효과가 사라집니다. 칫솔모를 3개월에 한 번씩 교체하십시오.

인체공학적 칫솔모



인체공학적 형태로 만들어진 칫솔모가 자연스러운 치아 형태에 더 잘 맞습니다. 브러시 전체를 따라 인체공학적으로 디자인된 굴곡이 치아와 치아 사이의 모양에 들어맞으므로, 더 꼼꼼하게 세정할 수 있습니다.

편리한 사용

다음 모델용: 플렉스케어+(FlexCare+), 플렉스케어(FlexCare), 헬시화이트(HealthyWhite), 하이드록린(HydroClean), 이지클린(EasyClean), 다이아몬드클린(DiamondClean)

기술 사양

작동 시간: 최상의 효과를 위해 3개월에 한 번 칫솔모를 교체하십시오.

크기 및 무게

칫솔모 포장 규격: 18.3 H x 10.0 W x 4.8 D cm

구성품

휴대용 위생 캡: 3 개입

