

# PHILIPS

## sonicare

Kompaktna glava  
četkice za zube Sonicare

ProResults

1 u pakiranju

HX6021



## Fokusirano čišćenje

Glava električne četkice Sonicare koja se lako postavlja

Manja glava zamjenskih četkica za električnu četkicu za zube Philips Sonicare HX6021/05 omogućava lako pomicanje četkice kako bi se temeljito mogla očistiti teško dostupna područja.

### Osjećaj potpune čistoće u vašim ustima

- Zakrivljena, radijalno podrezana vlakna četkice pokrivaju veće područje
- Vlakna prilagođenog oblika odgovaraju prirodnom obliku zuba
- Dizajn glave četkice koji najbolje iskorištava sonično kretanje

### Lako se pomiče i omogućava doseganje teško dostupnih područja

- Mala glava četkice za zube olakšava čišćenje uskih područja

### Dizajnirana za optimalno čišćenje

- Vlakna služe kao podsjetnik i osiguravaju učinkovito čišćenje

### Glava četkice koja odgovara raznim drškama

- Glava četkice koja se lako postavlja

## Istaknute znač.

### Glava četkice koja se lako postavlja



Jednostavna zamjena glave četkice i lako čišćenje drške

### Zakrivljena, radijalno podrezana vlakna četkice



Zaobljena površina zakrivljenih, radijalno podrezanih vlakana četkice pomaže u održavanju kontakta s površinom zuba i desni dok se glava četkice zakreće, čime se pokriva veće područje bez potrebe za korištenjem veće glave četkice za zube.

### Vlakna prilagođenog oblika



Vlakna električne četkice Sonicare tvrtke Philips podrezana su tako da im oblik prati prirodan oblik zuba. Viši i niži dijelovi uzduž glave četkice za zube ergonomski su dizajnirani tako da odgovaraju obliku zuba, a


vlakna se mogu zavući između zuba pa je manja vjerojatnost da će vam neko područje promaknuti prilikom četkanja.

### Najbolje značajke čišćenja



Precizan dizajn i inženjerstvo osiguravaju temeljito čišćenje kada se ove zamjenske četkice Sonicare tvrtke Philips kombiniraju sa soničnim kretanjem i prilagodljivim načinima četkanja.

### Vlakna kao podsjetnik



Vlakna će vas podsjetiti da glavu četkice trebate zamijeniti. Nakon tri mjeseca uobičajene uporabe na tim vlaknima moći će se primijetiti znakovi trošenja, a glave četkice bit će manje učinkovite. Glave četkice mijenjajte svaka 3 mjeseca.

### Mala glava četkice za zube

Vlakna prilagođenog oblika prate oblik zuba na manjoj površini i omogućavaju temeljito čišćenje, kao i druge Sonicare glave četkice za zube, te dosezanje problematičnih područja na koja vas je stomatolog možda i upozorio. Poseban dizajn olakšava dosezanje i temeljito čišćenje uskih područja gdje se kriju naslage i prljavština.

## Specifikacije

### Jednostavnost korištenja

Odgovara sljedećim modelima: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean

### Tehnički podaci

Vrijeme rada: Kako bi se postigli optimalni rezultati, glavu četkice svaka tri mjeseca treba zamijeniti novom.

Zamjena dijelova: Vlakna koja služe kao podsjetnik blijede, čime se naznačuje da glavu četkice treba zamijeniti.

### Težina i dimenzije

Dimenzije pakiranja glave četkice: 21,6 V x 7 Š x 2,2 D cm

Težina pakiranja glave četkice: 0,03 kg

### Predmeti u kompletu

Higijenska kapica za putovanja: 1 kom.

