

PHILIPS

sonicare

Standardna glava
zobne ščetke Sonicare

ProResults

1 v paketu

HX6011



PHILIPS sonicare

Čistoča povsod

Pritrdljiva glava električne zobne ščetke Sonicare

Večja površina in zaobljene ščetine nadomestne glave za električno zobno ščetko Philips Sonicare HX6011/05 temeljito očistijo in masirajo zobe in dlesni.

Popolnoma čist občutek v vaših ustih

- Poševne in krožno prirezane ščetine povečajo območje čiščenja
- Zaobljene ščetine se prilegajo naravni obliki zob
- Oblika glave ščetke izboljša zvočno gibanje

Omogoča izboljšano delovanje

- Ščetine s prikazom obrabljenosti poskrbijo za učinkovito čiščenje

Glava ščetke ustreza različnim ročajem

- Pritrdljiva glava ščetke

Značilnosti

Pritrdljiva glava ščetke



Enostavna namestitve glave ščetke in čiščenje ročaja

Poševne in krožno prirezane ščetine



Poševne in krožno prirezane ščetine omogočajo zaobljeno območje čiščenja in pri krožnih gibih glave ščetke zagotavljajo stik s površino zob in dlesni ter tako pri isti velikosti glave očistijo večjo površino.

Zaobljene ščetine



Ščetine elektronske zobne ščetke Philips Sonicare so prirezane v zaobljen vzorec in se tako prilegajo naravni obliki zob. Ergonomsko


oblikovani vrhovi in vbočeni predeli po dolžini glave ščetke se prilegajo topografiji zob in dosegajo tudi prostore med zobmi, zato med ščetkanjem ne boste izpustili nobenega mesta.

Izboljšano čiščenje



Premišljena zasnova in natančna izdelava zagotavljata popolno čiščenje, ko te nadomestne glave ščetke Philips Sonicare uporabljate skupaj z zvočnim gibanjem in prilagodljivimi načini ščetkanja.

Prikaz izrabljenosti



Posebne ščetine vas opomnijo, kdaj je treba zamenjati glavo ščetke. Po treh mesecih običajne uporabe se ščetine izrabijo, zato se zmanjša učinkovitost ščetke. Glavo ščetke zamenjajte vsake 3 mesece.

Specifikacije

Enostavna uporaba

Primerno za te modele: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean

Tehnične specifikacije

Čas delovanja: Za optimalne rezultate priporočamo, da glavo ščetke menjate vsake tri mesece.

Zamenjava: Ščetine s prikazom izrabljenosti zbledijo, ko je glavo treba zamenjati.

Teža in dimenzije

Dimenzije embalaže glave ščetke: 21,6 (V) x 7,0 (Š) x 2,2 (G) cm

Teža embalaže glave ščetke: 0,03 kg

