

PHILIPS


sonicare

Normaalit Sonic-
harjaspäät

ProResults

4 kpl

HX6014/33



Täydellisen puhdasta

Suurempi pinta ja muotoillut harjakset puhdistavat perusteellisesti sekä hierovat hampaita ja ikeniä.

Perusteellisen puhdas tunne suussa

- Harjaspään selkeä kulma mahdollistaa paremman ulottuvuuden
- Kaarevat harjakset mukaillevat hampaan muotoa
- Harjaspään muoto maksimoi harjausliikkeen

Optimoi suorituskyvyn

- Muistutusharjakset varmistavat puhdistuksen tehokkuuden

Harjaspää, joka sopii useisiin varsiin

- Kiinninapsautettava harjaspää

Kohokohdat

Kiinninapsautettava harjaspää



Helppo harjaspään vaihto ja varren puhdistus

Harjaspäässä selkeä kulma



Kulmikkaalla harjaspäällä saavutettu kaareva pinta varmistaa hampaiden pinnan ja ikenien tehokkaan puhdistuksen. Lisäksi kääntyvä harjaspää mahdollistaa suuren pinta-alan puhdistuksen pienemmällä harjaspäällä.

Kaarevat harjakset




Kaarevat harjakset mukailevat hampaan luonnollista muotoa. Harjaspään kaarevuus on kehitetty mukailemaan hampaan muotoa ja sopimaan hammasväleihin, mikä varmistaa mahdollisimman tehokkaan puhdistuksen.

Maksimoi puhdistusteho



Harjaspään älykäs muotoilu ja tarkka suunnittelu yhdessä sonic-liikkeen ja eri harjaustilojen kanssa takaavat, että hampaasi ovat perusteellisen puhtaat.

Muistutusharjakset



Muistutusharjaksista näet, milloin harjaspää on vaihdettava. Kolmen kuukauden normaalikäytön jälkeen harjakset näyttävät kuluneilta, ja harjaspäiden teho on heikentynyt. Vaihda harjaspäät 3 kuukauden välein.

Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Sopii näihin malleihin: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean

Tekniset tiedot

Käyttöaika: Vaihda harjaspää kolmen kuukauden välein, jotta harjaustulos säilyy hyvänä.

Pakkauksen sisältö

Hygieneninen suojuus: 4 kpl

Paino ja mitat

Pakkauksen mitat: 21,6 k x 8,4 l x 2,2 s cm

Harjaspääpakkauksen paino: 0,07 kg

