

PHILIPS

sonicare

치간 클리너 - 노즐

AirFloss

노즐 2개 포함

HX8012/05



치실을 사용하지 않으세요? 그렇다면 치간세정기에 에어플로스로 규칙적인 치간세정을 시작해보세요.

칫솔이 닿지 않는 깊숙한 곳의 플라그를 한번에 제거

치실 사용을 불규칙적으로 하는 분들께 소닉케어 에어플로스는 건강한 치간 세정 습관을 배양할 수 있는 쉽고 간편한 방법입니다. 에어플로스는 구강 세정액이나 물과 함께 사용할 수 있으며 소닉케어만의 미세분사기술로 칫솔이 닿기 어려운 곳의 플라그를 제거하는데 도움이 됩니다.

건강한 구강 관리 습관 형성에 도움이 됩니다.

- 효율적인 치간 세정을 위한 간편한 방법

편리한 사용

- 공기와 물방울의 미세분사 기술
- 가이드스 팁은 치간에 정확하게 위치를 잡을 수 있도록 도와줍니다.
- 치아 깊숙한 곳 구석구석까지 접근이 용이하도록 디자인된 노즐


주요 제품

쉽고 간편한 세정



치간 세정은 구강 건강 관리에 있어 매우 중요합니다. 에어플로스를 사용하면 치아 사이 칫솔모가 닿지 않는 부분까지 쉽고 간편하게 양치할 수 있어 건강한 치간세정 습관을 기를 수 있습니다. 불규칙적으로 치실을 사용하던 사용자 중 96%가 에어플로스 3개월 사용 후 일주일에 4일 이상 에어플로스를 지속적으로 사용했습니다.

공기와 물방울의 미세분사 기술



공기와 물방울의 미세분사 기술

가이던스 팁



슬림하고 어금니 구석까지 쉽게 닿을 수 있도록 고안된 노즐과 가이던스 팁은 에어플로스가 정확한 위치에 놓여 치간세정을 쉽게 할 수 있도록 도와줍니다. 가이던스 팁을 치아 사이에 안착했다고 느낄 때까지 잇몸선을 따라 부드럽게 밀어 자리를 잡아주세요.

슬림하고 각진 노즐

슬림하고 어금니 구석까지 쉽게 닿을 수 있도록 고안된 노즐

사양

편리한 사용

노즐 시스템: 간편한 탈부착

구성품

에어플로스 노즐: 2 개

세정 성능

노즐: 최상의 효과를 위해 6개월마다 교체 권장

