

PHILIPS

sonicare

Τυπικές κεφαλές
οδοντόβουρτσας Sonic

DiamondClean

2 τεμαχίων



HX6062

Κορυφαίος καθαρισμός. Πιο λευκά δόντια. Κεφαλή οδοντόβουρτσας για πιο λευκά δόντια

Ανταλλακτικές κεφαλές ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας Philips Sonicare HX6062/05 για άψογο καθαρισμό και λευκά δόντια

Ο καλύτερος τρόπος αφαίρεσης της πλάκας, από τη Sonicare

- Αφαιρεί έως και 100% περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες*

Προσφέρει κορυφαίο καθαρισμό

- Τρίχες σε σχήμα ρόμβου, για την απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας
- 44% περισσότερες τρίχες, για ακόμη πιο βαθύ καθαρισμό
- Οι τρίχες μεσαίας σκληρότητας προσφέρουν σταθερότητα, αλλά και ήπιο καθαρισμό.

Σχεδιασμένη για μέγιστη απόδοση

- Οι τρίχες υπενθύμισης εξασφαλίζουν έναν αποτελεσματικό καθαρισμό

Κεφαλή οδοντόβουρτσας που ταιριάζει σε πολλές λαβές

- Αποσπώμενη κεφαλή οδοντόβουρτσας

Χαρακτηριστικά

44% περισσότερες τρίχες

44% περισσότερες τρίχες, για ακόμη πιο βαθύ καθαρισμό.


Τρίχες σε σχήμα ρόμβου

Οι τρίχες σε σχήμα ρόμβου δημιουργούν περισσότερες επιφάνειες βουρτσίσματος, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας.

Τρίχα μεσαίας σκληρότητας

Οι τρίχες μεσαίας σκληρότητας προσφέρουν σταθερότητα, αλλά και ήπιο καθαρισμό.

Τρίχες υπενθύμισης



Οι τρίχες υπενθύμισης σας υποδεικνύουν πότε να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος. Μετά από κανονική χρήση τριών μηνών οι τρίχες παρουσιάζουν φθορά και οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές. Αντικαθιστάτε τις κεφαλές βουρτσίσματος κάθε 3 μήνες.

Αφαιρεί έως και 100% περισσότερη οδοντική πλάκα



*Αφαιρεί έως και 100% περισσότερη οδοντική πλάκα, ακόμη και από τα πιο δύσκολα σημεία, σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

Αποσπώμενη κεφαλή οδοντόβουρτσας



Εύκολη τοποθέτηση της κεφαλής οδοντόβουρτσας και καθαρισμός λαβής

Προδιαγραφές

Ευκολία στη χρήση

Κατάλληλη για αυτά τα μοντέλα: HealthyWhite, FlexCare, FlexCare+, DiamondClean, EasyClean, HydroClean

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος:

Εύκολα εφαρμοζόμενες κεφαλές βουρτσίσματος για άριστη υγιεινή

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος λειτουργίας: Για άριστα αποτελέσματα, συνιστάται η αντικατάσταση της κεφαλής κάθε τρεις μήνες.

