

PHILIPS


sonicare

Soniske
standardtandbørstehoveder

ProResults

2-pack

HX6022



Fokuseret rengøring

Det lille børstehoved hjælper dig med nemt at komme til med børsten og nå steder, der ellers er svære at nå.

Designet til at optimere ydeevnen

- Børsteindikator sikrer, at du opnår en effektiv rensning

Helt ren fornemmelse i munden

- Børstehoveddesignet maksimerer sonisk bevægelse
- Konturformede børstehår passer til dine tænders naturlige form
- Vinklede, radial-trimmede børstehår udvider det dækkede område

Et børstehoved, der passer til flere forskellige håndtag

- Børstehoved, der klikkes på

Nem at styre, så du kan fokusere på steder, der er svære at nå

- Lille børstehovedstørrelse hjælper dig med at fokusere på de smalle steder

Vigtigste nyheder

Børstehoved, der klikkes på



Nem udskiftning af børstehoved og rengøring af håndtag

Børsteindikator



Børsteindikatoren viser dig, når det er tid til at udskifte børstehovedet. Efter tre måneders normal brug begynder børstehårene at vise tegn på slitage, og børstehovedet bliver mindre effektivt. Udskift dit børstehoved hver 3. måned.

Maksimer rensningsydelsen



Gennemtænkt design og præcis konstruktion sikrer, at du får en grundig rensning, når dette børstehoved kombineres med sonisk bevægelse og fleksible børsteindstillinger.

Konturformede børstehår



Børstehårene er trimmet i et kurvet mønster for at passe til tændernes naturlige form. Toppe og dale langs med børstehovedet er ergonomisk udformet til at følge tændernes placering og passe ind mellem tænderne, så det er mindre sandsynligt ikke at nå de steder, når du børster.

Vinklet radial-trimmede børstehår



Den buede overflade, der skabes af de vinklede radial-trimmede børstehår, er med til at holde kontakt med tændernes og tandkødets overflade, efterhånden som børstehovedet drejer, hvilket dækker et større område, uden at øge størrelsen af børstehovedet.

Lille børstehoved

Konturerne i børstehårdesignet på en mindre overflade renser lige så grundigt som andre Sonicare-børstehoveder samtidig med, at du kan nå problemområder, som din tandlæge kan have påpeget. Dette design hjælper dig med at nå og fokusere på tætte områder, hvor plak og pletter kan være skjult.

Specifikationer

Vægt og dimensioner

Dimensioner for børstehovedemballage: 21,6 h x 7,0 b x 2,2 d cm

Vægt for børstehovedemballage: 0,034 kg

Tekniske specifikationer

Driftstid: Vi anbefaler nyt børstehoved hver tredje måned af hensyn til optimale resultater.

Udskiftning: Børste-indikatorer, der falmer, når det er tid til udskiftning

Medfølgende dele

Hygiejnisk beskyttelseshætte: 2 stk.

Brugerventlig

Velegnet til disse modeller: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

