

PHILIPS


sonicare

Niewielkie główki
szczoteczki sonicznej

ProResults

3 sztuki w opakowaniu

HX6023



Precyzyjne czyszczenie

Główka elektrycznej szczoteczki Sonicare mocowana na zatrzask

Mniejszy rozmiar główki elektrycznej szczoteczki Philips Sonicare H6023/05 ułatwia manewrowanie szczoteczką w trudno dostępnych miejscach.

Uczucie czystości w jamie ustnej

- Ustawione pod kątem, promieniowo przycięte włosie powiększa powierzchnię czyszczenia
- Wyprofilowane włosie dopasowuje się do kształtu zębów
- Konstrukcja główki szczoteczki maksymalizuje działanie szczoteczki

Łatwe manewrowanie pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc

- Mała główka szczoteczki pomaga dotrzeć do zakamarków jamy ustnej

Konstrukcja zapewniająca optymalną skuteczność

- Włoski sygnalizujące zużycie zapewniają skuteczne czyszczenie

Główka szczoteczki pasująca do wielu rodzajów rącek

- Główka szczoteczki zakładana na zatrzask

Zalety

Główka szczoteczki zakładana na zatrask



Łatwe zakładanie główki i czyszczenie rączki

Ustawione pod kątem, promieniowo przycięte włosie



Wygięta powierzchnia główki szczoteczki stworzona przez ustawione pod kątem, promieniowo przycięte włosie pomaga utrzymywać kontakt z zębami i dziąsłami, a główka szczoteczki obraca się, dzięki czemu czyści większą powierzchnię przy zachowaniu tego samego rozmiaru główki szczoteczki.

Wyprofilowane włosie



Włosie elektrycznej szczoteczki Philips Sonicare jest przycięte i wyprofilowane w taki sposób, aby pasowało do kształtu zębów. Dłuższe i krótsze włosie na całej długości główki szczoteczki zostało ergonomicznie zaprojektowane, aby wchodziło między zęby,


dzięki czemu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo ominięcia niektórych miejsc podczas szczotkowania.

Maksymalna skuteczność czyszczenia



Przemysłana konstrukcja i precyzyjne wykonanie sprawia, że te wymienne szczoteczki Philips Sonicare w połączeniu z ruchem ultradźwięków i elastycznymi trybami szczotkowania gwarantują dokładne czyszczenie.

Włoski sygnalizujące zużycie



Włoski te sygnalizują konieczność wymiany szczoteczki. Po trzech miesiącach normalnego używania na włoskach pojawiają się ślady zużycia, co oznacza, że główka szczoteczki jest coraz mniej skuteczna. Główkę należy wymieniać co 3 miesiące.

Mała główka szczoteczki

Wyprofilowane włosie na mniejszej powierzchni główki czyści równie dokładnie, jak inne główki szczoteczki Sonicare, jednak pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, na które zwracają uwagę dentyści. Konstrukcja ta pomaga czyścić zakamarki jamy ustnej, w których mogą się ukrywać kamień nazębny i przebarwienia.

Dane techniczne

Łatwa obsługa

Pasujące modele: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

Specyfikacja techniczna

Czas działania: Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy wymieniać główkę szczoteczki co trzy miesiące

Wymiana: Kiedy trzeba dokonać wymiany, włoski sygnalizujące zużycie blakną.

Waga i wymiary

Wymiary opakowania główki szczoteczki: 21,6 (wys.) x 7,0 (szer.) x 2,2 (głęb.) cm

Waga opakowania główki szczoteczki: 0,056 kg

Elementy zestawu

Higieniczna nasadka na podróż: 3 szt.

