

PHILIPS


sonicare

Standardne glave
sonične četkice za zube

ProResults

3 u pakiranju

HX6013



Sveobuhvatno čišćenje

Glava električne četkice Sonicare koja se lako postavlja

Veća površina i posebno oblikovana vlakna zamjenskih četkica za električnu četkicu za zube Philips Sonicare HX6013/05 temeljito čiste i masiraju vaše zube i desni.

Osjećaj potpune čistoće u vašim ustima

- Zakrivljena, radijalno podrezana vlakna četkice pokrivaju veće područje
- Vlakna prilagođenog oblika odgovaraju prirodnom obliku zuba
- Dizajn glave četkice koji najbolje iskorištava sonično kretanje

Dizajnirana za optimalno čišćenje

- Vlakna služe kao podsjetnik i osiguravaju učinkovito čišćenje

Glava četkice koja odgovara raznim drškama

- Glava četkice koja se lako postavlja

Istaknute znač.

Glava četkice koja se lako postavlja



Jednostavna zamjena glave četkice i lako čišćenje drške

Zakrivljena, radijalno podrezana vlakna četkice



Zaobljena površina zakrivljenih, radijalno podrezanih vlakana četkice pomaže u održavanju kontakta s površinom zuba i desni dok se glava četkice zakreće, čime se pokriva veće područje bez potrebe za korištenjem veće glave četkice za zube.

Vlakna prilagođenog oblika



Vlakna električne četkice Sonicare tvrtke Philips podrezana su tako da im oblik prati prirodan oblik zuba. Viši i niži dijelovi uzduž


glave četkice za zube ergonomski su dizajnirani tako da odgovaraju obliku zuba, a vlakna se mogu zavući između zuba pa je manja vjerojatnost da će vam neko područje promaknuti prilikom čišćenja.

Najbolje značajke čišćenja



Precizan dizajn i inženjerstvo osiguravaju temeljito čišćenje kada se ove zamjenske četkice Sonicare tvrtke Philips kombiniraju sa soničnim kretanjem i prilagodljivim načinima čišćenja.

Vlakna kao podsjetnik



Vlakna će vas podsjetiti da glavu četkice trebate zamijeniti. Nakon tri mjeseca uobičajene uporabe na tim vlaknima moći će se primijetiti znakovi trošenja, a glave četkice bit će manje učinkovite. Glave četkice mijenjajte svaka 3 mjeseca.

Specifikacije

Jednostavnost korištenja

Odgovara sljedećim modelima: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

Tehnički podaci

Vrijeme rada: Kako bi se postigli optimalni rezultati, glavu četkice svaka tri mjeseca treba zamijeniti novom.

Zamjena dijelova: Vlakna koja služe kao podsjetnik blijede, čime se naznačuje da glavu četkice treba zamijeniti.

Težina i dimenzije

Dimenzije pakiranja glave četkice: 21,6 V x 7 Š x 2,2 D cm

Težina pakiranja glave četkice: 0,056 kg

Predmeti u kompletu

Higijenska kapica za putovanja: 3 kom.

Značajke

ProResults glava četkice

Dodatne značajke

Glava četkice s posebnim konturama

