

# PHILIPS

## sonicare

ソニックケア クリーンケ  
ア

CleanCare

1つのモード

ブラシヘッド1本付属



HX3293/32



## 毎分31,000回振動。ソニック テクノロジーで歯垢を除去

電動歯ブラシを初めてお使いになる方に最適。初めてでも安心のやさしい振動設計

### 音波水流が歯のすき間の歯垢まで除去

- ・ 最大3倍の歯垢を除去\*

### 歯ぐきの健康を推進\*\*

- ・ 歯ぐきの健康を推進\*\*

### ステインを除去し自然な白い歯へ

- ・ ステインを除去し自然な白い歯へ

### 理想的な歯磨きをサポート

- ・ カドペーサー
- ・ イージースタート

### 理想的な性能を実現するデザイン


- ・ 音波水流
- ・ 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ・ 使用時間



asimpleswitch.com


# 特長

## 最大 3 倍の歯垢を除去\*



歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 3 倍除去\*


## 歯ぐきの健康を推進\*\*



やさしい音波水流で歯ぐきの健康を推進します。

\*\*

## ステインを除去し自然な白い歯へ




歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

## カドペーサー



カドペーサーは、口腔内の上下・表裏 4 つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。

## イージースタート




初心者にはやさしくパワーを段階調整。最初の 14 回まではブラッシングパワーが低めに設定され、徐々に通常のパワーに上がっていきます。

## 簡単にはめ込みできるブラシヘッド



ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニックケアキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニックケアハンドルに対応します。

## 使用時間



1 回の充電で約 10 日間使用可能 \*\*\*

## 音波水流



振動と振幅により音波水流を発生させ、毛先の届きにくい所（歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間）の歯垢を除去します。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## フィリップスのグリーンロゴ

フィリップスのグリーンプロダクトは、フィリップスのグリーン・フォーカル・エリア（エネルギー効率、パッケージ、有害物質、重量、リサイクルと廃棄、寿命信頼性）でコスト、エネルギー消費、CO2 排出量の削減を実現し、お客様、ユーザーの方々、そして社会に対して環境改善面で大きく貢献しています。

# 仕様

## モード

クリーン: 歯をキレイに

## 内容

ハンドル: クリーンケア 1本

ブラシヘッド: プロリザルツ プラークディフェンス (レギュラー) 1本

充電器: 1個

## デザインと仕上げ

色: フレッシュグリーン

## 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

## 使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電残量を表示

ハンドル: 人間工学に基づいたデザイン, 握りやすいゴム製グリップ

## 仕様

電源方式: 充電式

電池の種類: ニッケル水素充電電池

使用時間: 約 10 日間\*\*\*

## 電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

## サービス

本体 2 年間保証: ○

