

PHILIPS

sonicare

Testine compatte
per spazzolino Sonic

ProResults

Confezione da 4

HX6024



Pulizia mirata

Testina per spazzolino elettrico a scatto

Le dimensioni più piccole delle spazzole sostitutive Philips Sonicare H6024/05 consentono di raggiungere meglio le zone più difficili.

Design per prestazioni ottimali

- Setole con avviso di sostituzione per una pulizia sempre efficace

Pulizia accurata della bocca

- Design della testina per un movimento Sonic ottimale
- Setole sagomate per adattarsi alla forma naturale dei denti
- Setole con angolazione radiale per ampliare l'area destinata alla pulizia

Testina adatta a impugnature diverse

- Testina a incastro

Ottima manovrabilità per le aree difficili da raggiungere

- Testina di piccole dimensioni per la pulizia degli spazi più ristretti

In evidenza

Testina a incastro



Inserimento della testina e pulizia dell'impugnatura semplici

Setole con angolazione radiale



L'area curva della superficie creata dalle setole con angolazione radiale mantiene il contatto con la superficie del dente e delle gengive: grazie alla rotazione, copre un'area più ampia senza aumentare le dimensioni della testina.

Setole sagomate



Le setole dello spazzolino elettrico Philips Sonicare sono sagomate per adattarsi alla forma naturale dei denti. Le parti in rilievo e gli avvallamenti presenti sulla setola sono progettati in modo ergonomico per seguire la

forma del dente e inserirsi negli spazi interdentali per una pulizia precisa e approfondita.

Prestazioni ottimali di pulizia



Design efficace e progettazione di precisione garantiscono una pulizia completa quando le spazzole di ricambio di Philips Sonicare vengono combinate al movimento Sonic e a modalità flessibili.

Setole con avviso di sostituzione



Setole con avviso di sostituzione della testina. Dopo tre mesi di normale utilizzo, le setole risultano consumate e meno efficaci. Sostituisci le testine ogni 3 mesi.

Testina di piccole dimensioni

Il design sagomato delle setole su una superficie inferiore pulisce accuratamente come le altre testine Sonicare e consente di raggiungere le aree problematiche segnalate dal dentista. Questo design ti consente di raggiungere i punti più difficili dove si annidano placca e macchie.

Specifiche

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione di testine: 21,6 a x 8,4 l x 2,2 p cm

Peso della confezione di testine: 0,07 Kg

Specifiche tecniche

Tempo di funzionamento: Per risultati ottimali, si consiglia una testina nuova ogni tre mesi.

Ricambio: Le setole perdono colore quando è necessario effettuare la sostituzione.

Articoli inclusi

Cappuccio igienico da viaggio: 4 pz.

Facilità d'uso

Adatto per questi modelli: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean

