

PHILIPS


sonicare

Pienikokoiset Sonic-
harjaspäät

ProResults

3 kpl/pakkaus

HX6023



Kohdistettu puhdistus

Pienemmän harjaspään avulla saat harjan helposti suun ahtaimpiinkin paikkoihin.

Perusteellisen puhdas tunne suussa

- Harjaspään selkeä kulma mahdollistaa paremman ulottuvuuden
- Kaarevat harjakset mukailevat hampaan muotoa
- Harjaspään muoto maksimoi harjausliikkeen

Helppo käyttää ja keskittyä hankaliin kohtiin

- Pienen harjaspään avulla voit keskittyä ahtaisiin paikkoihin

Optimoi suorituskyvyn

- Muistutusharjakset varmistavat puhdistuksen tehokkuuden

Harjaspää, joka sopii useisiin varsiin

- Kiinninapsautettava harjaspää

Kohokohdat

Kiinninapsautettava harjaspää



Helppo harjaspään vaihto ja varren puhdistus

Harjaspäässä selkeä kulma



Kulmikkaalla harjaspäällä saavutettu kaareva pinta varmistaa hampaiden pinnan ja ikenien tehokkaan puhdistuksen. Lisäksi kääntyvä harjaspää mahdollistaa suuren pinta-alan puhdistuksen pienemmällä harjaspäällä.

Kaarevat harjakset




Kaarevat harjakset mukailevat hampaan luonnollista muotoa. Harjaspään kaarevuus on kehitetty mukailemaan hampaan muotoa ja sopimaan hammasväleihin, mikä varmistaa mahdollisimman tehokkaan puhdistuksen.

Maksimoi puhdistusteho



Harjaspään älykäs muotoilu ja tarkka suunnittelu yhdessä sonic-liikkeen ja eri harjaustilojen kanssa takaavat, että hampaasi ovat perusteellisen puhtaat.

Muistutusharjakset



Muistutusharjaksista näet, milloin harjaspää on vaihdettava. Kolmen kuukauden normaalikäytön jälkeen harjakset näyttävät kuluneilta, ja harjaspäiden teho on heikentynyt. Vaihda harjaspäät 3 kuukauden välein.

Pieni harjaspää

Pienemmällä pinta-alalla olevat kaarevat harjakset puhdistavat yhtä perusteellisesti kuin muutkin Sonicare-harjaspäät niin, että pääset käsiksi vaikeapääsyisiin alueisiin, joista hammaslääkärisikin on saattanut huomauttaa. Erityinen muotoilu auttaa ulottumaan ahtaisiin paikkoihin, joissa plakki ja tahrat saattavat piileskellä.

Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Sopii näihin malleihin: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

Tekniset tiedot

Käyttöaika: Vaihda harjaspää kolmen kuukauden välein, jotta harjaustulos säilyy hyvänä.

Paino ja mitat

Pakkauksen mitat: 18,3 k x 10,0 l x 4,8 s cm

Pakkauksen sisältö

Hygieeninen suojus: 3 kpl

