

PHILIPS


sonicare

Стандартни глави за
звукова четка за зъби

ProResults

опаковка - 3 бр.

HX6013



Чистота отвсякъде

Подвижна глава за електрическа четка за зъби (с нанизване)

Sonicare

По-голямата повърхност и контурните косъмчета на резервните четки за електрическата четка за зъби Philips Sonicare HX6013/05 почистват обстойно и масажират зъбите и венците.

Усещане за пълно почистване на устата

- Радиално подрязаните под ъгъл косъмчета покриват по-голяма повърхност
- Профилната повърхност приляга на естествената форма на зъбите
- Дизайнът на главата увеличава до максимум ефекта от звуковите вибрации

Проектирани за постигане на оптимален резултат

- Напомнящите косъмчета гарантират ефикасно почистване

Глава, подходяща за различни дръжки

- Поставяне на главата с щракване

Акценти

Поставяне на главата с щракване



Лесно поставяне на главата и почистване на дръжката

Радиално подрязани под ъгъл косъмчета



Релефната повърхност, която създават радиално подрязаните под ъгъл косъмчета, помага за поддържането на контакт с повърхността на зъбите и венците, докато главата на четката се върти, и покрива по-голяма повърхност без увеличаване на размера на главата.

Профилна повърхност



Косъмчетата на електрическата четка за зъби Philips Sonicare са подрязани така, че да оформят профилна повърхност, която приляга на естествената форма на


зъбите. Издатините и вдлъбнатините по повърхността на главата са ергономично проектирани, така че да следват контура на зъбите и да достигат и между тях, намалявайки вероятността да пропуснете зони, когато почиствате.

Най-добър резултат при почистване



Проектирани с грижа и прецизност, резервните глави за четка Philips Sonicare, в съчетание със звуковите вибрации и гъвкавите режими на работа, ви гарантират пълно почистване.

Напомнящи косъмчета



Напомнящите косъмчета ви напомнят да смените главата на четката. След три месеца нормална употреба косъмчетата показват износване и ефективността на главата на четката намалява. Сменяйте главата на четката си на всеки 3 месеца.

Спецификации

Лесна употреба

Подходяща за следните модели: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

Технически данни

Време на работа: За оптимални резултати е препоръчително да сменяте главата на четката на всеки три месеца.

Резервни части:

Напомнящите косъмчета избледняват, което показва, че трябва да смените главата на четката.

Тегло и размери

Размери на опаковката на главите за четка: 21,6 в. x 7,0 ш. x 2,2 д. см

Тегло на опаковката на главите за четка: 0,056 кг

Включени в комплекта

Хигиенично капаче за пътуване: 3 бр.

Характеристики

Глава ProResults

Допълнителни възможности

Профилна глава за четка

