

PHILIPS

sonicare

충전식 음파 칫솔

FlexCare

여행용 케이스

칫솔모 2개

충전기 덮개



HX6902



고급 세정

혁신적인 기술이 더욱 놀라운 결과로 다가옵니다. 이제 인증된 기술과 함께 입 속이 더욱 건강해집니다. 구강 건강을 위한 필립스의 신제품 소닉케어 플렉스케어(FlexCare)입니다.

치과 전문의 추천 양치 방법 안내

- 2분 타이머로 권장 양치 시간 준수
- 퀵드레이서 간격 타이머로 꼼꼼한 양치

뛰어난 세정력

- 역동적인 세정 작용으로 치아 사이까지 깨끗한 양치
- 어금니를 닦기 위한 각도 조절 칫솔 목

구강 건강 개선

- 특히 받은 음파 기술로 자연스러운 치아 미백
- 안전성과 부드러움이 임상적으로 입증되었습니다.
- 단 2주만에 잇몸 건강 개선

나에게 꼭 맞는 양치 방법을 경험하세요.

- 이지 스타트가 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 도와 드립니다.

주요 제품

특히 받은 음파 기술




소닉케어만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

각도 조절 칫솔 목



칫솔 목이 독특한 각도로 고정되어 있어 닿기 힘든 어금니에 있는 플라그까지 쉽게 제거할 수 있습니다.

자연스러운 치아 미백



역동적인 세정 작용과 모든 치아에 직접 닿아 치아의 착색을 제거하여 자연스럽게 하얀 치아를 유지하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다.

안전하고 부드러움



소닉케어는 치아 교정기(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 보다 빨리 마모될 수 있습니다), 치아 보존치료(치아수복, 크라운, 라미네이트) 및 치주낭에 사용해도 안전합니다.

잇몸 건강 개선




치아 사이와 잇몸 라인을 따라 적절하게 양치하면 단 2주만에 잇몸 건강이 개선됩니다. 수동 칫솔보다 치아 사이 세정 및 플라그 제거 효과가 뛰어납니다.

스마트 타이머




2분 타이머를 이용하면 양치 시간을 계산하여 2분 경과 후 칫솔이 자동으로 꺼집니다.

퀵페이서



간격 타이머가 구강 내부를 4등분하여 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려주어 전체적으로 일관적인 양치가 가능합니다.

이지 스타트 프로그램



소닉케어에 익숙해지도록 처음 14회 동안 파워가 서서히 증가합니다.

사양

세척 성능

성능: 닿기 힘든 부분의 플라그를 최대 83%까지 제거

치료 효과: 잇몸 건강 개선

미백 효과: 차, 커피 등으로 인한 착색 제거

모드: 일반세정, 민감 세정, 마사지의 3가지 모드 및 일반관리, 특별관리의 2가지 과정

칫솔모 1개: 전반적인 세정을 위한 프로리절트 (ProResults) 일반형 칫솔모 1개 및 완벽한 세정을 위한 프로리절트(ProResults) 소형 칫솔모 1개

속도: 분당 최고 31,000번의 진동 횟수

타이머: 스마트타이머 및 퀴드페이서

편리한 사용

배터리 표시등: 표시등에는 배터리 잔량이 표시됩니다., 충전 시기가 되면 전원 버튼의 표시등이 깜박입니다.

칫솔모 시스템: 최적의 위생 관리를 위한 간편한 스냅 형태의 칫솔모

칫솔질 시간: 2분 사용 기준으로 28회 또는 2주 사용 가능, 2분 사용 기준으로 42회 또는 3주 사용 가

능

손잡이: 슬림한 인체공학적 손잡이 디자인으로 손쉽게 칫솔질 가능

구성품

칫솔모 컬러 코드 링 3개: 3 개입

칫솔모 색상 링: 3 종류의 색상 링으로 간편하게 공유 가능

충전기: 다중 전압 충전기 1개

충전기 덮개: 칫솔모 꽃이가 있는 충전기 덮개 1개

코드 정리 기능이 있는 고급 충전기 1개: 1

부드러운 여행용 케이스 1개: 1

플렉스케어(FlexCare) 손잡이 1개: 1

기술 사양

배터리: 충전식

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 완전히 충전시킨 후 1회 2분 사용 기준으로 20회 사용 가능

디자인 및 마감

색상: 클리니컬 그린, 흰색 몸체에 하늘색 손잡이 및 크롬 전면 패널
크롬 전면 패널

서비스

보증: 구입 후 2년

소비전력

전압: 다중 전압 충전기

기능

고급 충전 게이지: 배터리 잔량을 알려주는 표시등 신호

이지 스타트: 처음 14회 동안 서서히 증가하는 파워

퀴드페이서: 구강 내부를 4개의 구간으로 나누어 각 구간별 섬세한 칫솔질 촉진

충전식 배터리

스마트 타이머: 권장 양치 시간 준수를 위한 2분 타이머

