

PHILIPS

sonicare

Standardne glave
sonične četkice za zube

ProResults gum health

2 u pakiranju

Standardna veličina

Postavljanje pritiskanjem

Za zdravije desni

HX9032/07



Grube prema naslagama. Izuzetno nježne prema desnima.

Izvanredno uklanjanje naslaga za zdravije desni

Glava četkice za zdravije desni Sonicare ProResults tvrtke Philips savršena je za one koji žele održati optimalno uklanjanje naslaga, uz izuzetno nježno čišćenje, kao dio svakodnevne rutine oralne higijene.

Bolje uklanjanje naslaga i njega desni

- Uklanja do 6 puta više naslaga od obične četkice za zube

Dizajnirana za optimalno čišćenje

- Dizajnirana za optimalno zdravlje desni
- Vlakna služe kao podsjetnik pa osiguravaju najučinkovitije čišćenje
- Dizajn koji maksimalno iskoristava sonično kretanje

Dokazano poboljšava oralno zdravlje

- Bolja rutina za oralno zdravlje

Glava četkice koja odgovara raznim drškama

- Radi sa svakom click-on četkicom za zube Philips Sonicare koja se postavlja pritiskanjem



asimpleswitch.com


Istaknute znač.

Nježnije čišćenje



Ova četkica Sonicare tvrtke Philips ima gusto raspoređene skupine vrlo kvalitetnih vlakana za učinkovito uklanjanje naslaga i poboljšanje zdravlja desni. Ima i posebno zaobljene skupine vlakana za lakše doseganje zuba u stražnjem dijelu usta. Poseban profil vlakana omogućava izuzetno nježno čišćenje zuba.

Uklanja do 6 puta više naslaga



Glava četkice za zdravlje desni Sonicare ProResults tvrtke Philips klinički dokazano uklanja do 6 puta više naslaga između zuba od obične četkice za zube nakon samo četiri tjedna uporabe.

Maksimalno iskorišteno sonično kretanje



Glave četkice Philips Sonicare od ključne su važnosti za našu temeljnu tehnologiju pokreta četkice visoke frekvencije i visoke amplitude

koja osigurava više od 31.000 pokreta četkice u minuti. Naša nenadmašna sonična tehnologija u potpunosti prenosi snagu s drške četkice pa sve do vrha glave četkice. To sonično kretanje stvara dinamično djelovanje kojim se tekućina usmjerava duboko između zuba i uzduž linije desni radi superiornog, a ipak nježnog, čišćenja svaki put.

Glava četkice koja se postavlja pritiskanjem




Ova glava četkice lako se postavlja na dršku pritiskanjem i skida povlačenjem. Sigurno se pričvršćuje, lako održava i čisti. Može se postaviti na sve drške četkice za zube Philips Sonicare osim modela PowerUp Battery i Essence.

Bolje oralno zdravlje



Kao i sve ostale originalne glave četkice Sonicare tvrtke Philips, ova glava četkice sigurna je za zube i desni. Kvaliteta svake glave četkice testirana je kako bi se osiguralo izvanredne radne značajke i izdržljivost.

Vlakna kao podsjetnik



Iako to možda nije vidljivo na prvi pogled, glave četkice gube krutost i postupno se troše tijekom mjeseci uobičajene uporabe. Plava vlakna služe kao podsjetnik i blijede ka bijeloj boji, što vam pomaže da uočite kada je vrijeme za zamjenu. Kako biste dobivali optimalne rezultate, glavu četkice mijenjajte svaka tri mjeseca.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Predmeti u kompletu

Glave četkice: 2 ProResults za zdravlje desni

Kompatibilnost

Sustav glave četkice: Postavljanje pritiskanjem

Odgovara sljedećim modelima:

HealthyWhite+, 2 Series za kontrolu naslaga, 3 Series za zdravlje desni, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, za djecu, HealthyWhite

Dizajn i završna obrada

Krutost vlakana: Meko

Boja: Bijela

Vlakna kao podsjetnik: Plava boja vlakana blijedi

Veličina: Standardna

Prednosti za zdravlje

Zdravlje desni: Poboljšava zdravlje desni do 100 %

Uklanjanje naslaga: Uklanja do 6 puta više naslaga*

Kvaliteta i radne značajke

Zamjena dijelova: Svaka 3 mjeseca

Testirano: radi postizanja optimalne uporabe

