

# PHILIPS

## sonicare

Hammassvälisuutin -  
ladattava

AirFloss

2 suutinta



HX8222/02



## AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus

Poistaa plakkia sieltä, mihin harja ei yllä

AirFloss tekee hammasvälien puhdistuksesta rutiinia. AirFlossia voi käyttää suuveden tai tavallisen veden kanssa ja sen ainutlaatuinen ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka poistaa plakkia hankaliltakin alueilta.

### Puhdasta 30 sekunnissa

- Puhdistaa koko suun vain 30 sekunnissa
- Tähtää. Paina. Puhdasta!

### Parantaa suun terveyttä

- Kohentaa ienten terveyttä jo kahdessa viikossa
- Auttaa ehkäisemään reikiä hampaiden välissä
- Poistaa jopa viisi kertaa enemmän plakkia hampaiden välistä\*

### Helppokäyttöinen

- Puhdasta yhdellä kosketuksella
- Ohjauskärjen avulla suutin on aina oikeassa paikassa
- Miellyttävä ergonominen kahva

### Helpottaa hammasvälien säännöllistä puhdistusta

- Helppo tapa parantaa hampaanvälien puhtautta

# Kohokohdat

## Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka




AirFlossin ainutlaatuinen tekniikka suihkuttaa hampaanväliin puhdistavan painesuihkun, joka sisältää ilmaa ja vettä tai suuvettä mikropisaroiden muodossa. Laitteen käyttöpainike on yhtä kätevä kuin tietokoneen hiiri.

## 30 sekunnin puhdistus



AirFlossilla koko suun puhdistaminen vie vain 30 sekuntia. Paina painiketta kerran yksittäistä suihkausta varten, siirry sitten eteenpäin ja paina uudelleen. Uutta automaattista suihkutustoimintoa käytetään pitämällä painike pohjassa ja siirtämällä ohjauskärkeä hammasväliiltä toiselle, suihkaus toistuu automaattisesti sekunnin välein.

## Parempaa ienterveyttä



Sonicare AirFlossin on kliinisesti todistettu kohentavan ienten terveyttä jo kahdessa viikossa.

## Helposti täytettävä säiliö




Täytä kahvan säiliö joko suuedellä tai vedellä, tähtää ja puhdista. Säiliöön mahtuu nestettä jopa kahta käyttökertaa varten.

## Ohjauskärki



Ohuen, suunnatun suuttimen ja ohjauskärjen avulla suihku on helppo ohjata oikeaan paikkaan. Liikuta kärkeä vain hampaan pintaa pitkin lähellä ienrajaa, kunnes kärki löytää paikkansa hampaiden välissä.

## Ergonominen kahva



Suunniteltu helposti käytettäväksi ahtaissa paikoissa. AirFlossissa on miellyttävä ergonominen ja luistamaton kahva.

## Auttaa reikien ehkäisemisessä




Sonicare AirFloss auttaa ehkäisemään reikien muodostumista hammasväleihin suihkuttamalla harjan unohtaman plakin hellävaraisesti pois.

## Poistaa enemmän plakkia



Hammasvälien puhdistaminen on tärkeää suun terveyden kannalta. Sonicare AirFlossin ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka poistaa hammasväleistä jopa viisi kertaa enemmän plakkia kuin pelkkä tavallinen hammasharja.

## Helpompi tapa aloittaa



Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFlossilla on helppo aloittaa terveellinen tapa puhdistaa hammasvälit kokonaisvaltaisesti. Kolmen kuukauden AirFloss-käytön jälkeen 96 % hammaslankaa satunnaisesti käyttäneistä henkilöistä jatkoi AirFlossin käyttämistä vähintään neljä kertaa viikossa.

# Tekniset tiedot

## Helppokäyttöinen

**Kahva:** Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

**Latauksen ilmaisin:** Vilkkuva valo ilmoittaa akun vähyydestä

**Paristojen käyttöaika:** Täydellä latauksella jopa kolme viikkoa

**Suutinjärjestelmä:** Helppo napsauttaa kiinni ja irti

## Tekniset tiedot

**Akku:** Ladattava

**Käyttöaika:** Vaihda suutin 6 kuukauden välein

**Tyyppi:** Litiumioni

**Latausaika:** Akku latautuu täyteen 24 tunnissa

## Virta

**Jännite:** Monijännitteinen laturi

## Pakkauksen sisältö

**AirFloss-suutin:** 2

**Laturi:** 1 monijännitteinen laturi

**Suuttimen pidike:** 1

## Puhdistusteho

**Suorituskyky:** Poistaa jopa 5 kertaa enemmän plakkia

**Terveysedut:** Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

**Automaattinen suihkautustoiminto:** Puhdistaa koko suun 30 sekunnissa

**Suuttimet:** Optimaalinen vaihtoväli 6 kk

## Muotoilu ja pinnoitus

**Väri:** Vaaleanpunainen

**Suuttimen väri:** Vaaleanpunainen varsi ja kärki, Vaaleanpunainen runko ja valkoinen kärki

