

# PHILIPS

## sonicare

Interdental -  
genopladelig

AirFloss

m/ 2 mundstykker



HX8222/02



Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.

Fjerner plak fra områder, hvor tandbørsten ikke kan nå

For dem, der ikke bruger tandtråd konsekvent, er AirFloss en nem måde at starte på at rengøre mellem tænderne. AirFloss kan bruges sammen med mundskyl eller vand og er udstyret med en unik teknologi, der anvender lufttryk og mikroskopiske vanddråber til at fjerne plak i områder, der er svære at nå.

#### Ren mund på 30 sekunder

- Renser hele munden på kun 30 sekunder
- Peg. Tryk. Rengør!

#### Forbedrer mundhygiejnen

- Hjælper med at forbedre tandkødets sundhed på kun to uger
- Hjælper med at forebygge huller mellem tænderne
- Fjerner op til 5 gange mere plak mellem tænderne

#### Nem at anvende

- Teknologi, der renser med et enkelt tryk
- Styrespidsen sikrer en korrekt placering
- Behageligt ergonomisk håndgreb

#### Hjælper med at udvikle en sund vane

- En nem måde at forbedre rensningen mellem tænderne

# Vigtigste nyheder

## Teknologi med luft og mikroskopiske dråber




AirFloss bruger en unik teknologi med luft og mikroskopiske dråber til at sende stråler af vand og luft under tryk eller mundskylning mellem tænderne. Knappen, der aktiveres ved et enkelt tryk, er lige så nem at betjene som et klik med musen.

## Ren mund på 30 sekunder



Med AirFloss tager det kun 30 sekunder at rense hele munden. Du skal blot trykke på knappen én gang for at få et enkelt skyl, flytte den og så trykke igen. For at bruge den nye autoskyl-funktion skal du holde knappen nede og bevæge styrespidsen fra mellemrum til mellemrum. Den skyller automatisk hvert sekund.

## Sundere tandkød



Det er klinisk bevist, at Sonicare AirFloss forbedrer tandkødets sundhed på kun to uger.

## Letopfyldelig beholder




Fyld beholderen på håndgrebet med enten mundskyl eller vand for at opnå en forfriskende skylning, peg og tryk. Beholderen indeholder tilstrækkelig væske til to skylninger.

## Styrespids



Det smalle vinklede mundstykke og styrespidsen gør det nemt at finde den korrekte placering. Du skal blot glide langs tandoverfladen nær ved tandkødsranden, indtil spidsen passer ind i mellemrummet mellem tænderne.

## Ergonomisk håndtag



AirFloss er designet til at være nemt at manøvrere på trange steder og har et behageligt ergonomisk håndtag og et skridsikkert greb.

## Hjælper med at forebygge huller




Ved forsigtigt at skylle det plak væk, som ikke blev fjernet ved tandbørstningen, hjælper Sonicare AirFloss med at forebygge, at der dannes huller i tandmellemrummene.

## Fjerner mere plak



Rensning mellem tænderne er en vigtig del af din mundpleje. Sonicare AirFloss bruger en teknologi med luft og mikroskopiske dråber til at fjerne op til 5 gange mere plak mellem tænderne end med manuel børstning alene.

## En nem måde at starte på



Rengøring mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundsundhed. AirFloss gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane. Efter tre måneders brug af AirFloss fortsatte 96 % af dem, der før kun brugte tandtråd en gang imellem, med at bruge AirFloss fire eller flere dage om ugen.

# Specifikationer

## Brugervenlig

**Håndgreb:** Slankt, ergonomisk design

**Batteriindikator:** Blink angiver lavt batteri

**Batterilevetid:** Op til 3 uger, når batteriet er fuldt opladet

**Mundstykkessystem:** Klikkes nemt af og på

## Tekniske specifikationer

**Batteri:** Genopladelig

**Driftstid:** Udskift mundstykket hver 6. måned

**Batteritype:** Litiumion

**Opladningstid:** Fuld opladning på 24 timer

## Strøm

**Spænding:** Oplader til flere spændingstyper

## Medfølgende dele

**AirFloss-mundstykke:** 2

**Oplader:** 1 oplader til flere forskellige spændinger

**Holder til mundstykke:** 1

## Rensydelse

**Performance:** Fjerner op til 5 x mere plak\*

**Sundhedsmæssige fordele:** Giver sundere tandkød på blot to uger

**Automatisk skyllefunktion:** Renser hele munden på 30 sek.

**Mundstykker:** For at opnå det bedste resultat bør man skifte hver 6. måned

## Design og finish

**Farve:** Lyserød

**Mundstykkets farve:** Lyserød med lyserød spids, Lyserød med hvid spids

