

PHILIPS

sonicare

Interdental,
munstycken

AirFloss

med 2 munstycken

HX8012/35



Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.

Tar bort plack där borsten inte kommer åt

Byt ut munstyckena var sjätte månad så du får den effektivaste rengöringen mellan tänderna. Med Sonicare AirFloss får du bort 5x mer plack mellan tänderna jämfört med manuell tandborstning.

Lättanvända


- Munstycke som är utformat för att enkelt komma åt på svåråtkomliga ställen
- Teknik som rengör med en knapptryckning
- Orienteringsänden garanterar korrekt placering

Hjälper dig att få en hälsosam vana

- Ett enkelt sätt att förbättra rengöringen mellan tänderna

Funktioner

Luft- och mikrodroppteknik



I AirFloss används unik luft- och mikrodroppteknik som ger en spray av tryckluft och vatten eller munvatten mellan tänderna. Det är lika enkelt som ett muslick att använda aktiveringsknappen.

Spets



Det smala vinklade munstycket och orienteringsändan gör det lätt att placera den korrekt. Dra änden längs med tandytan nära tandköttskanten tills änden passar in i skåran mellan tänderna.

Smidigt, vinklat munstycke

Smidigt, vinklat munstycke som är utformat för att enkelt komma åt på svåråtkomliga ställen

Ett enkelt sätt att börja



Interproximal rengöring är mycket viktigt för den totala munhälsan. AirFloss är ett enkelt sätt att rengöra djupare mellan tänderna och bidrar till en hälsosam vana. Efter tre månader med AirFloss fortsatte 96 % av personerna som använder tandtråd oregelbundet att använda AirFloss fyra eller fler dagar i veckan.

Specifikationer

Lättanvänt

Munstyckesystem: Lätt att fästa och ta bort

Medföljande tillbehör

AirFloss-munstycke: 2

Rengöringsprestanda

Munstycken: Byt var sjätte månad för bästa resultat

Design och finish

Färg på munstycket: Rosa med rosa spets, Rosa med vit spets

