

PHILIPS

sonicare

ソニックケア フレックス
ケアプラチナ

FlexCare Platinum

3つのモード、3段階の強さ設定

ブラシヘッド2本付属

過圧防止センサー



HX9195/29



歯周病の原因菌を含む歯垢を手磨きの最大10倍除去*

最大10倍の歯垢除去と歯ぐきのために*

フレックスケア プラチナは、高い洗浄力とやさしい磨き心地で歯と歯ぐきを守ります。アダプティブクリーン ブラシヘッドと過圧防止センサーが、優れた歯垢除去効果とやさしい磨き心地を実現します。

フィリップス ソニックケアシリーズの中でも高い洗浄力

- ・ 歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかりクリーニング
- ・ 歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかりクリーニング
- ・ 音波水流で歯間の歯垢を除去

歯ぐき沿ってブラッシング

- ・ 強すぎるブラッシングをお知らせ
- ・ 磨き時間をタイマーでお知らせ

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- ・ 3段階の強さ設定と3つのクリーニングモード
- ・ 歯垢を掻き出すディープクリーンモード

ライフスタイルにフィット

- ・ 便利なトラベルケースと充電器

特長

磨き方を問わずにしっかりクリーニング



今までのブラシヘッドに比べ、歯に触れる表面積が約4倍**歯と歯ぐきにフィットすることで、より奥深くまでクリーニングでき、ソニックケア史上最高の歯垢除去力***を実現しました。

アダプティブクリーンブラシヘッド




アダプティブクリーンブラシヘッドは、1人1人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形します。ゴム製なので歯の表面のカーブにぴったりとフィットします。歯に触れる表面積が約4倍**、歯肉縁上や歯間の歯垢を最大10倍除去*。ブラシが歯ぐきに沿うので、過剰なブラッシング圧力が吸収され、歯ぐきを痛めません。

過圧防止センサー



歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。

1人1人に合ったブラッシング方法



9通りの組み合わせから自分好みに。ブラッシングモードから「クリーン」「ホワイト」「ディープクリーン」、強さの設定から「強（ノーマル）」「中（センシティブ）」「弱（エキストラソフト）」をそれぞれ選び、ご自身にあったブラッシングモードの設定が可能です。

ディープクリーンモード



磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

音波水流



1分間に約31,000回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁をしっかりとやさしく磨きます。

カドペーサーとスマートタイマー



カドペーサーは磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する2分間のブラッシング時間をお知らせします。

トラベルケースと充電器



フレックスケアプラチナには、収納・携帯に便利なトラベルケースとコンパクトな携帯用充電器が付属、どこにでも持ち運び便利です。

仕様

モード

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

ディープクリーン: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

内容

ハンドル: フレックスケアープラチナ 1本

ブラシヘッド: アダプティブクリーン (レギュラー) 1本, センシティブ (コンパクト) 1本

充電器: 1個

トラベルケース: 1個

デザインと仕上げ

色: ホワイト

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

使いやすさ

ブラシヘッドの方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

使用時間: 最長 3 週間****

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン

仕様

電源方式: 充電式

電池の種類: リチウムイオン充電電池

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

サービス

本体 2 年間保証: ○

