

PHILIPS

sonicare

Rent mellan tänderna
på 30 sekunder

AirFloss

Rosa, med 1 munstycke



HX8221/02



Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.

Tar bort plack där borsten inte kommer åt

För dem som inte använder tandtråd regelbundet är AirFloss ett enkelt alternativ för rengöring mellan tänderna. AirFloss kan användas med munvatten eller vatten och använder unik teknik med lufttryck och mikrovattendroppar för att ta bort plack på svåråtkomliga ställen.

Rengöring på 30 sekunder

- Rengör hela munnen på bara 30 sekunder
- Rikta. Tryck. Ren!

Förbättrar munhälsan

- Ger ett friskare tandkött på bara två veckor
- Hjälper till att förhindra hål i tänderna där det är svårt att komma åt
- Tar bort upp till fem gånger mer plack mellan tänderna*

Lättanvänd

- Teknik som rengör med en knapptryckning
- Orienteringsänden garanterar korrekt placering
- Bekvämt ergonomiskt handtag

Hjälper dig att få en hälsosam vana


- Ett enkelt sätt att förbättra rengöringen mellan tänderna



asimpleswitch.com

Funktioner

Luft- och mikrodropteknik




I AirFloss används unik luft- och mikrodropteknik som ger en spray av tryckluft och vatten eller munvatten mellan tänderna. Det är lika enkelt som ett musklick att använda aktiveringsknappen.

Ren på 30 sekunder



Med AirFloss tar det bara 30 sekunder att rengöra hela munnen. Tryck bara på knappen en gång för en enda sprayning, flytta sedan apparaten och upprepa. För att använda den nya autosprayfunktionen håller du ned knappen och flyttar orienteringsändan från utrymme till utrymme. Det kommer automatiskt en sprayning i sekunden.

Friskare tandkött



Kliniska tester visar att Sonicare AirFloss ger ett friskare tandkött på bara två veckor.

Enkel påfyllningsbehållare




Fyll behållaren på handtaget med antingen tandkölj eller vatten för en uppfriskande rengöring, rikta och tryck av. Behållaren innehåller tillräckligt med vätska för upp till två användningar.

Spets




Det smala vinklade munstycket och orienteringsändan gör det lätt att placera den korrekt. Dra änden längs med tandytan nära tandköttskanten tills änden passar in i skåran mellan tänderna.

Ergonomiskt handtag



AirFloss har utformats för att komma åt i trånga utrymmen och har ett bekvämt ergonomiskt handtag och ett halkfritt grepp.

Hjälper till att förhindra hål



Genom att försiktigt spraya bort plack som missades vid tandborstningen hjälper Sonicare AirFloss till med att förhindra att hål uppkommer på svåråtkomliga ställen i dina tänder.

Tar bort mer plack



Rengöring mellan tänderna är en viktig del av din munhälsa. I Sonicare AirFloss används luft- och mikrodropteknik för att ta bort upp till fem gånger mer plack mellan tänderna än om du bara använder en manuell tandborste.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Lättanvänd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Batteriindikator: Blinkningar anger en låg batterinivå

Batteriets livslängd: Upp till 3 veckor när det är fulladdat

Munstyckesystem: Lätt att fästa och ta bort

Tekniska specifikationer

Batteri: Laddningsbar

Drifttid: Byt munstycke två gånger per år

Batterityp: Litiumjon

Laddningstid: 24 timmar till full laddning

Effekt

Spänning: Flerspänningsladdare

Medföljande tillbehör

AirFloss-munstycke: 1

Laddare: En flerspänningsladdare

Munstyckeshållare: 1

Rengöringsprestanda

Prestanda: Tar bort upp till 5 gånger mer plack

Häls fördelar: Förbättrar munhälsan på bara två veckor

Automatisk sprayfunktion: Rengör hela

munnen på 30 sekunder

Munstycken: Byt var sjätte månad för bästa resultat

Design och finish

Färg: Rosa

Färg på munstycket: Rosa med vit spets

