

# PHILIPS

## sonicare

ソニックケア フレックス  
ケアプラス

FlexCare+

4つのモード

ブラシヘッド1本付属

舌磨きブラシ1本

HX6927/08



## 奥歯や歯間の歯垢が気になる方へ

奥歯や歯間にもしっかり届き、歯間の歯垢除去力7倍\*

選べる4つのブラッシングモードで、舌磨きも可能。

### お口の健康を推進

- ・ 歯ぐきの健康を推進。
- ・ 自然な白い歯に
- ・ やさしく、安心してブラッシングを行えます。

### 1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- ・ 4つの多彩なモードが洗浄効果を高める
- ・ イージースタート機能で徐々に振動に慣れることができます。

### 優れた洗浄性能を実感


- ・ 音波水流で歯間の歯垢を除去

### 理想的な歯磨きをサポート

- ・ 磨き時間をタイマーでお知らせ

# 特長

## 4つの多彩な洗浄モード



4つの多彩なモードから選択できます。クリーンモードでは2分間でキレイな歯に。センシティブモードは歯と歯ぐきにやさしく、リフレッシュモードでは、1分間で手軽に歯磨きができます。ガムケアモードでは歯ぐきをケアします。

## 歯ぐきの健康を推進



歯肉縁の歯垢を除去し、歯周病を防ぎます。

## 自然な白い歯に



歯の1本1本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

## カドペーサーとスマートタイマー



カドペーサーは、口腔内の上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する2分間のブラッシング時間をお知らせします。

## 歯と歯ぐきにやさしい




歯科矯正やインプラントにも、ご使用いただけます。

## 音波水流



振動と振幅により音波水流を発生させ、毛先の届きにくい所（歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間）の歯垢を除去します。

## イージースタート



イージースタートでは、ソニックアーに慣れていただくまで、使いはじめ最初の14回は振動に徐々にになれるように設定されています。

# 仕様

## モード

クリーン: 歯をキレイに  
ガムケア: 歯ぐきをケア  
リフレッシュ: 1分間の簡単お手入れ  
センシティブ: 歯と歯ぐきにやさしい

## 内容

ハンドル: フレックスケアプラス 1本  
ブラシヘッド: インターケア (レギュラー) 1本  
充電器: 1個  
トラベルケース: 1個  
舌磨きブラシヘッド: 1本

## デザインと仕上げ

色: ホワイト

## 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

## 使いやすさ

ブラシヘッドの方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド  
使用時間: 約 3 週間\*\*  
充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示  
ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン

## 仕様

電源方式: 充電式  
電池の種類: リチウムイオン充電電池  
使用時間: 約 3 週間\*\*

## 電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

## サービス

本体 2 年間保証: ○

