

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ダイヤモンドクリーン
スマート プロフェッショナル

DiamondClean Smart
Professional

最適なオーラルケアをリアルタイムで
ガイド

ブラシヘッド交換時期お知らせ機能

ブラシヘッド認識機能

5つのモード、3段階の強さ設定

HX9949/09



ソニックケア史上最高*のブラッシング体験をあなたに！ より優れたブラッシング体験を実現

ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアを実現する高性能電動歯ブラシです。

スマートセンサーテクノロジーが各自に合ったアドバイスを提供


- ・ 磨き方をサポート
- ・ 過圧防止センサー機能
- ・ ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ
- ・ 仕上げ磨き機能
- ・ 問題がある箇所に注目、目標を設定

直感的なブラッシング体験

- ・ ブラシヘッド認識機能
- ・ 5つのモード、3段階の強さ設定
- ・ ブラシヘッド交換お知らせ機能


特長

問題がある箇所注目、目標を設定



アプリの3D口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。

磨き方をサポート




位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。

ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ




ブラッシングはハンドルに任せてしましましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さは好みで変更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。


5つのモード、3段階の強さ設定



ダイヤモンドクリーンスマートは5つのブラッシングモードを搭載。クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイต์プラス（ステインを落とし


磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかりと除去）、舌磨き（きれいな息が長続き）の5つのモードが、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。

過圧防止センサー機能



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

仕上げ磨き機能



磨き残しがあれば、アプリの仕上げ磨き機能が教えてくれます。すべて磨いたあと、もう一度磨き残しを確認できます。

仕様

モード

3段階の強さ設定: 強, 中, 弱

クリーン: 基本のブラッシングモード

ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を

ディープクリーンプラス: 心地よい振動で歯垢をしっかりと除去

舌磨き: きれいな息が長続き

内容

ハンドル: ダイヤモンドクリーン スマート 1本

充電器: 1個

ブラシヘッド認識機能

プレミアムクリーン (別売) / インター케어

(別売): クリーンモードを自動選択

プレミアムホワイト (別売) / ホワイトプラス

(別売): ホワイトプラスモードを自動選択

プレミアムガムケア (別売) / ガムプラス (別

売): ガムヘルスモードを自動選択

舌磨き (別売): 舌磨きモードを自動選択

アプリ対応

Bluetooth®: Philips Sonicare アプリに接続**

対応OS

Android: Android 4.4 以上 (Bluetooth 4.0 以降搭載機種)

iOS: iOS 9.3 以上 (iPhone 6 以降)

デザイン

色: ホワイト

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

使いやすさ

ブラシヘッド自動認識: ○ ※RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合

充電表示ランプ: ランプで充電残量を表示

ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン

仕様

電源方式: 充電式

電池の種類: リチウムイオン充電電池

使用時間: 約 2 週間***

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

サービス

本体 2 年間保証: ○

