

PHILIPS

sonicare

Nastavki za
medzobno čiščenje

AirFloss Ultra

2 nastavka

HX8032/07



Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*

Zasnovano za vse, ki zob ne nitkajo redno

Če zob ne nitkate redno, lahko z nastavki AirFloss Ultra najenostavneje učinkovito očistite predele med zobmi.

Izboljša zdravje ust

- Odstrani do 99,9 % zobnih oblog***
- Klinično dokazano enako učinkovito pri ohranjanju zdravih dlesni kot nitkanje
- Pomaga preprečevati karies med zobmi

Vrhunska tehnologija

- Tehnologija zraka in mikrokapljic
- Visokozmogljiv nastavek
- Nastavitev števila curkov

Najenostavnejše učinkovito čiščenje predelov med zobmi

- Enostaven način razvijanja zdrave navade


Značilnosti

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog




AirFloss Pro/Ultra odstrani do 99,9 % oblog na mestih delovanja.***

Tehnologija mikrokapljič




Naše klinično dokazane rezultate omogoča naša edinstvena tehnologija, ki z združevanjem zraka in ustne ali navadne vode v ustni votlini temeljito in hkrati nežno očisti področja med zobmi in ob dlesni.

Razvijte zdravo navado na preprost način




Čiščenje interproksimalnega področja med zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje ustne votline. AirFloss omogoča enostavno čiščenje globlje med zobmi in razvoj zdrave navade.

Bolj zdrave dlesni




Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinično dokazano v enaki meri izboljšuje zdrave dlesni kot nitkanje.** Zdravje dlesni izboljša že v dveh tednih.

Pomaga preprečevati karies



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra z nežnim odstranjevanjem zobnih oblog, ki jih s ščetkanjem ni mogoče odstraniti, pomaga preprečevati razvoj kariesa med zobmi.

Visokozmogljiv nastavek



Nov visokozmogljiv nastavek AirFloss Pro/Ultra poveča učinkovitost naše tehnologije zraka in mikrokapljič, da je čiščenje učinkovitejše kot kadarkoli prej.

Število curkov



Delovanje AirFloss Pro/Ultra lahko prilagodite svojim željam tako, da nastavite, da pritisk aktivacijskega gumba povzroči en, dva ali tri curke.

Specifikacije

Priloženi predmeti

Nastavek AirFloss Ultra: 2

Enostavna uporaba

Sistem šob: Enostavna pritrditev in odstranitev

Učinkovitost čiščenja

Za najboljše rezultate: Nastavek zamenjajte vsakih 6 mesecev

Zasnova in izdelava

Barva nastavka: siva

