

PHILIPS

sonicare

Ładowany irygator

AirFloss

W zestawie 1 dysza



HX8210/22



Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.

Usuwanie płytki nazębnej tam, gdzie szczoteczka nie dociera

Urządzenie AirFloss to łatwy sposób na rozpoczęcie czyszczenia przestrzeni między zębami dla osób, które nie używają systematycznie nici dentystycznych. Urządzenia AirFloss można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Jest ono wyposażone w wyjątkową technologię wykorzystującą powietrze i mikrokropelki, która pomaga usunąć płytkę nazębną w trudno dostępnych miejscach.

Czystość w 30 sekund

- Skieruj. Naciśnij. Wyczyść!

Pomoc w budowaniu zdrowych nawyków

- Łatwy sposób na skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami

Poprawa zdrowia jamy ustnej

- Skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej między zębami
- Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie
- Pomoc w zapobieganiu powstawaniu ubytków między zębami

Wygodne użytkowanie


- Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki
- Wygodny, ergonomiczny uchwyt
- Końcówka z naprowadzaniem ułatwiająca prawidłowe ustawienie



asimpleswitch.com


Zalety

Łatwy początek



Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss, stanowiące łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, pozwala wyrobić zdrowy nawyk. Po trzech miesiącach korzystania z urządzenia AirFloss 96% osób, które nierregularnie korzystały z nici dentystycznych, w dalszym ciągu korzysta z urządzenia AirFloss co najmniej cztery razy w tygodniu.

Skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej




Skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej między zębami

Łatwy do napełniania zbiornik




Napełnij zbiornik na uchwycie płynem do płukania ust lub wodą, a następnie nakieruj urządzenie we właściwe miejsce i naciśnij przycisk. Zbiornik pomieści dość płynu na maksymalnie dwa użycia.

Poprawa zdrowia dziąseł



Badania dowiodły, że urządzenie Sonicare AirFloss poprawia zdrowie dziąseł już w 2 tygodnie.

Pomoc w zapobieganiu powstawaniu ubytków



Urządzenie Sonicare AirFloss delikatnie wypłukuje płytkę nazębną, która może pozostać między zębami po szczotkowaniu, pomagając zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami.

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki



Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki

Ergonomiczny uchwyt

Uchwyt urządzenia AirFloss, zaprojektowany z myślą o łatwym przesuwaniu w trudno dostępnych miejscach, ma ergonomiczny kształt i antypoślizgowe wykończenie.

Końcówka z naprowadzaniem



Wąska, zakrzywiona dysza oraz końcówka z naprowadzaniem ułatwiają określenie prawidłowego ustawienia. Wystarczy przesunąć ją wzdłuż powierzchni zębów w pobliżu dziąseł, aż końcówka znajdzie się w rowku między zębami.



asimpleswitch.com

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Łatwa obsługa

Uchwyt: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Miganie oznacza niski poziom naładowania akumulatora

Żywotność akumulatora: Do 3 tygodni po pełnym naładowaniu

System dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Dane techniczne

Akumulator: Możliwość powtórnego ładowania

Czas działania: Dyszę należy wymieniać co 6 miesięcy

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas ładowania: Na pełne naładowanie wystarczą 24 godziny

Moc

Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Elementy zestawu

Uchwyt AirFloss: 1

Dysza AirFloss: 1

Ładowarka: 1 wielonapięciowa ładowarka

Skuteczność czyszczenia

Wydajność: Usuwanie do 5 razy więcej płytki nazębnej*

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Dysze: W celu uzyskania najlepszych wyników należy dokonywać wymiany co 6 miesięcy

Dane techniczne

Kolor(y): Biały z zielonymi dodatkami

