

PHILIPS

sonicare

Til tandmelletrum
- mundstykker

AirFloss

m/ 2 mundstykker

HX8012/30



Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for. Fjerner plak fra områder, hvor tandbørsten ikke kan nå

For dem, der ikke bruger tandtråd konsekvent, er AirFloss en nem måde at starte på at rengøre mellem tænderne. AirFloss kan bruges sammen med mundskyl eller vand og er udstyret med en unik teknologi, der anvender lufttryk og mikroskopiske vanddråber til at fjerne plak i områder, der er svære at nå.

Hjælper med at udvikle en sund vane

- En nem måde at forbedre rensningen mellem tænderne

Nem at anvende

- Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber
- Styrespidsen sikrer en korrekt placering
- Mundstykke, der er designet til at give nem adgang til steder, der er svære at nå

Vigtigste nyheder

En nem måde at starte på



Rengøring mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundsundhed. AirFloss gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane. Efter tre måneders brug af AirFloss fortsatte 96 % af dem, der før kun brugte tandtråd en gang imellem, med at bruge AirFloss fire eller flere dage om ugen.

Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber



Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber

Styrespids



Det smalle vinklede mundstykke og styrespidsen gør det nemt at finde den korrekte placering. Du skal blot glide langs tandoverfladen nær ved tandkødsranden, indtil spidsen passer ind i mellemrummet mellem tænderne.

Slankt, vinklet mundstykke

Slankt, vinklet mundstykke, der er designet til at give nem adgang til steder, der er svære at nå

Specifikationer

Brugervenlig

Mundstykkessystem: Klikkes nemt af og på

Medfølgende dele

AirFloss-mundstykke: 2

Rensydelse

Mundstykker: For at opnå det bedste resultat bør man skifte hver 6. måned

