

PHILIPS

sonicare

AirFloss Ultra - Συσκευή
μεσοδόντιου καθαρισμού

με 1 ακροφύσιο



HX8331/02



Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*

Ειδικά για όσους δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα

Για όσους δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα, το AirFloss Ultra**** είναι ο πιο εύκολος τρόπος για αποτελεσματικό καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια. Το AirFloss Ultra μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στοματικό διάλυμα ή νερό και είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι έχει εξίσου αποτελεσματική δράση με το νήμα για την υγεία των ούλων.**

Βελτώνει τη στοματική υγιεινή

- Έως και 99,9% αφαίρεση της πλάκας***
- Κλινικά αποδεδειγμένο ότι έχει εξίσου αποτελεσματική δράση με το νήμα για την υγεία των ούλων**
- Αποτρέπει το σχηματισμό τερηδόνας ανάμεσα στα δόντια.

Ανώτερη τεχνολογία

- Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων
- Ακροφύσιο υψηλής απόδοσης
- Ρυθμίσεις με δυνατότητα προσαρμογής τριπλής ριπής

Ο πιο εύκολος τρόπος για αποτελεσματικό μεσοδόντιο καθαρισμό

- Ένας εύκολος τρόπος για να ξεκινήσετε μια υγιεινή συνήθεια
- Χρειάζεται μόλις 60 δευτερόλεπτα: Στοχεύστε, πατήστε, καθαρίστε!
- Σιγουριά για φρέσκο και καθαρό στόμα όλη μέρα


Χαρακτηριστικά

Εως και 99,9% αφαίρεση της πλάκας




Το AirFloss Ultra αφαιρεί έως και το 99,9% της πλάκας στις περιοχές που εφαρμόζεται.**

Τεχνολογία σταγονιδίων



Τα κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα είναι δυνατά χάρη στη μοναδική μας τεχνολογία που συνδυάζει αέρα και στοματικό διάλυμα ή νερό, για αποτελεσματικό και ήπιο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια και στα ούλα.

Ξεκινήστε εύκολα μια υγιεινή συνήθεια



Ο μεσοδόντιος καθαρισμός είναι πολύ σημαντικός για τη συνολική στοματική υγιεινή. Το AirFloss Ultra είναι ένας εύκολος τρόπος να καθαρίζετε πιο βαθιά ανάμεσα στα δόντια, ενώ σας βοηθά να αποκτήσετε μια υγιεινή συνήθεια.

Καλύτερη υγεία των ούλων



Το Sonicare AirFloss Ultra της Philips είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι βελτιώνει την υγεία των ούλων το ίδιο αποτελεσματικά με το νήμα.** Βοηθά στη βελτίωση της υγείας των ούλων σε μόλις δύο εβδομάδες.

Καθαρίζει σε μόλις 60 δευτερόλεπτα



Με την AirFloss Ultra δεν χρειάζεστε παραπάνω από 60 δευτερόλεπτα την ημέρα για να καθαρίσετε ολόκληρο το στόμα. Απλώς επιλέξτε τη συχνότητα ριπής (μονή, διπλή ή τριπλή) και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για συνεχείς, αυτόματες ριπές ή πατήστε το στιγμιαία για μη αυτόματη λειτουργία ριπής.

Αποτρέπει το σχηματισμό τερηδόνας.




Απομακρύνοντας απαλά την πλάκα που παραμένει μετά το βούρτσισμα, το Sonicare AirFloss Ultra της Philips βοηθά στην πρόληψη του σχηματισμού τερηδόνας στα σημεία ανάμεσα στα δόντια.

Ακροφύσιο υψηλής απόδοσης



Το νέο ακροφύσιο υψηλής απόδοσης AirFloss Ultra ενισχύει την τεχνολογία αέρα και μικροσταγονιδίων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ποτέ.

Προσαρμογή τριπλής ριπής



Μπορείτε να προσαρμόσετε τον πανίσχυρο ψεκασμό του AirFloss Ultra όπως θέλετε, καθώς παρέχει δυνατότητα μονής, διπλής ή τριπλής ριπής σε κάθε πάτημα του κουμπιού ενεργοποίησης.

Φρέσκια και καθαρή αίσθηση με στοματικό διάλυμα



Γεμίστε το δοχείο στη λαβή με στοματικό διάλυμα ή νερό, στοχεύστε και πατήστε το κουμπί. Χρησιμοποιήστε το με στοματικό διάλυμα για απόλυτη εμπειρία φρεσκάδας και αντιμικροβιακή δράση.

Προδιαγραφές

Περιλαμβάνεται

Λαβή AirFloss Ultra: 1

Ακροφύσιο AirFloss Ultra: 1

Βάση σύνδεσης: 1

Καθαριστική απόδοση

Κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα: Εξίσου αποτελεσματικό με το νήμα, για βελτίωση της υγείας των ούλων, για μείωση της αιμορραγίας στα ούλα, για μείωση της πλάκας

Απόδοση: Αφαιρεί έως και το 99,9 % της πλάκας **

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Καθαρίζει ολόκληρο το στόμα σε 60 δευτερόλεπτα, Βελτιώνει την υγεία των ούλων σε 2 εβδομάδες

Ρυθμίσεις με δυνατότητα προσαρμογής: Αυτόματη ή μη αυτόματη λειτουργία ριπής, Μονή, διπλή, τριπλή ριπή

Για βέλπιστα αποτελέσματα: Αντικατάσταση ακροφύσιου κάθε 6 μήνες

Ευκολία στη χρήση

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Ένδειξη μπαταρίας: Οι λυχνίες LED στη λαβή δείχνουν το επίπεδο φόρτισης

Διάρκεια ζωής μπαταριών: 1-4 εβδομάδες*****

Σύστημα ακροφυσίου: Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Χρόνος φόρτισης: 24 ώρες για πλήρη φόρτιση

Ρεύμα

Τάση: Φορτιστής πολλαπλών τάσεων

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώμα: Λευκό με ροζ αποχρώσεις



* ή τα χρήματά σας πίσω

** Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλασική οδοντόβουρτσα και αντιμικροβιακό στοματικό διάλυμα σε ασθενείς με ελαφρά έως ήπια ουλίτιδα. Το AirFloss μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που δε χρησιμοποιούσαν τακτικά νήμα να αναπτύξουν μια υγιεινή, καθημερινή συνήθεια μεσοδόντιου καθαρισμού. Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" της καρτέλας "Υποστήριξη".

*** Σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε σε εργαστήριο. Τα αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρουν.

**** Το AirFloss Ultra και Pro είναι το ίδιο προϊόν. Ωστόσο, μπορεί να έχουν διαφορετική ονομασία ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

***** ανάλογα με τη ρύθμιση ριπής που χρησιμοποιείται